

Cardio Técnica

Fabrica Argentina de Equipamiento Hospitalario



Diseñado y fabricado en Argentina
Garantía de provisión de repuestos
y servicio post-venta.

Electrocardiógrafos

Tecnología de calidad para el diagnóstico

Electrocardiógrafos CardioTécnica

Modelos

RG603



Canales a imprimir	Formatos de Impresión	Ancho Papel	Display TFP Color	Representación del ECG en el Display	Carga de Datos por teclado Touch en pantalla
3	1x12 1x12 + Ritmo 2x6 2x6 +Ritmo 3+2	50mm	4.3"	12 Canales	Si

RG606



Canales a imprimir	Formatos de Impresión	Ancho Papel	Display LCD	Representación del ECG en el Display	Carga de Datos por teclado Touch en pantalla
6	1x12 1x12 + Ritmo 2x6 2x6 + Ritmo 3x4 3x4 + Ritmo 6x2 6 + 3x2	80mm	4.3"	12 Canales	Si

RG501 Plus



Canales a imprimir	Formatos de Impresión	Ancho Papel	Display LCD	Representación del ECG en el Display	Carga de Datos por teclado Touch en pantalla
3	1 1+Ritmo 2 2+Ritmo 3+2	50mm	128X64	1 Canal	No

Características Principales

General a la línea 6XX



Inscripción por Matriz térmica de alta definición - 8 dot/mm

Comandos digitales por Teclado de membrana

Pantalla TFT color TouchScreen

Preamplificador aislado con entrada flotante

Protección contra descargas de desfibriladores

Gabinete inyectado en plástico de gran rigidez

Sensibilidad: 2.5, 5, 10, 20, 10/5 y auto ganancia

Velocidad de Impresión: 5, 10, 12.5, 25 y 50 mm/seg



Modos de Registro: manual, automático y ritmo

Tiempos de registros automáticos programables de 2 a 10 seg

Filtro de línea: 50 / 60 Hz

Filtro de línea basal (DFT) : 0.05 / 0.15 / 0.25 / 0.50 Hz

Filtro tremor muscular (EMG): 25 / 35 / 45 Hz

Filtro Pasabajos: 75 / 100 / 150 Hz



Función copia del último estudio

Memoria de estudios para posterior impresión

Salida puerto RS232 para descarga a PC de estudios en memoria



Baterías recargables de li-ion con cargador incorporado

Gran capacidad de realización de estudios con su batería interna

Alimentación de red 100 a 240 VAC 50/60 Hz



Dimensiones 270mm x 200mm x 65mm

Peso 1,350 Kgs aprox. sin accesorios y 1,800kg aprox. con accesorios



Producto autorizado por el
Ministerio de Salud de la Nación
A.N.M.A.T. PM1230-13.

Apoyo al diagnóstico:



Realiza mediciones automáticas de tiempos y amplitudes

Imprime un diagnostico presuntivo

Impresión de los puntos definidos para la toma de tiempos

Formatos de impresión configurable por el usuario

Impresión de Fecha y Hora del estudio

Conectividad RG6XX

La información de los estudios disponibles es enviada a la PC a través del puerto Rs232. Utilizando un software específico, es posible descargar los estudios realizados y guardados en la memoria interna del electrocardiógrafo para ser enviados por mail o imprimirlos en cualquier impresora.



Accesorios

Incluye:

- 1 Cable Paciente - 10 Terminales
- 1 Cable para alimentación de Red
- 1 Rollo de papel termosensible
- 4 Pinzas Porta electrodos de miembro
- 6 Electrodo precordiales de succión
- 1 Bolso porta equipo
- 1 Guía rápida de uso



La empresa CardioTécnica SRL tiene certificado su sistema de gestión de calidad por IRAM según norma IRAM-ISO 13485:2016 con número de registro RI-13485-016

Cardio Técnica

Av. Reservas Argentinos 443
C.A.B.A. - Buenos Aires - Argentina
(5411) 4643-9436 / (5411) 4643-9482
+54 9 11 5035 3896

cardiotecnica.com.ar

info@cardiotecnica.com.ar