

# **Cardio Técnica**

Fabrica Argentina de Equipamiento Hospitalario



## **Catálogo General de Accesorios**

Tecnología de Calidad para el Diagnóstico

Versión 11.0

# Índice

<b>Cable Paciente para Monitor ECG</b>	<b>1</b>
<b>1 Compatibilidades por Marca</b>	<b>1</b>
CardioTecnica	1
BCI (Biochem International)	1
Beijing Choice	1
Bexen	2
BLT - Biolight	2
Burdick	2
Choice Med	3
Comen	3
Contec	3
Corometrics	4
CSI (Criticare Systems International)	4
Datascop	4
Dixtal	4
Dong Jiang	5
Dräger	5
E&M Electromedicina	5
EDAN/LEEX	6
Feas	6
GE Marquette	7
GE Medical Systems	7
General Meditech	7
Goldway	8
Guoteng	8
Hewlett Packard/Philips Medical	8
HWATIME	10
Invivo Research / M.D.E	10
Ivy Biomedical	10
Kontron / Infinium	11
Medix	11
Medtronic / Physio Control	11
Mennen Medical	12
Micromedical	12
Mindray	12
Mek	13
Nellcor	13
Nihon Kohden	13
Pace Tech	14
Rhomicon	14
Siemens	15
Spacelabs	16
UTECH	17
Votem	17
Welch Allyn	17
Zoll Medical	18
Conector AMMI 6 Ctos - Varias Marcas	18
Conector AMMI 5 Ctos - Varias Marcas	19
Conector Plug - Varias Marcas	19

## Cable Paciente para Electrocardiógrafos 19

<b>1</b>	<b>Compatibilidades por Marca .....</b>	<b>19</b>
	CardioTecnica .....	19
	Sin Conector / Juego de Puntas .....	21
	Aspel .....	21
	Berger .....	22
	Bexen .....	22
	BIOCARE .....	22
	Biolight .....	23
	Biomedic .....	23
	Bionet .....	23
	BLT .....	23
	Burdick .....	24
	Cardiette .....	24
	CardioLine .....	24
	Cardiorapid .....	25
	CardioPrint .....	25
	Cardiotek .....	25
	CardioVex .....	26
	Carewell .....	26
	Comen .....	26
	Contec .....	26
	Dong Jiang - DJ .....	27
	EDAN/LEEX .....	27
	Eccosur .....	27
	ErgoLine .....	27
	Esaote .....	28
	Fukuda Denshi .....	28
	Fukuda ME .....	28
	GE Marquette .....	29
	Hewlett Packard .....	29
	Innomed .....	29
	Kenz .....	30
	Kontron / Infinium .....	30
	Mecamed .....	30
	Mindray .....	31
	Mortara .....	31
	Nihon Kohden .....	31
	SAIKO .....	32
	Schiller .....	32
	SpaceLabs .....	32
	Temis .....	33
	Trismed .....	33
	Viso .....	33
	Zoncare .....	34
	Conector DB15 - Varias Marcas .....	34

## SpO2 - Sensores Reusables 35

<b>1</b>	<b>Compatibilidades por Marca .....</b>	<b>36</b>
	CardioTecnica .....	36
	Alaris .....	37
	Artema / S&W .....	38

BCI .....	38
Biotrend .....	39
Biosys .....	39
CAS Medical .....	40
ChoiceMed .....	40
Colin (Omron) .....	41
Comen .....	41
Contec .....	41
Corometrics .....	42
Criticare .....	42
Critikon .....	43
Datascope .....	44
Datascope Duo .....	45
Datex .....	45
Dong Jiang .....	46
Dräger .....	46
Dulovak .....	47
Dyne .....	48
Edan/Leex .....	48
Electromedik .....	49
E&M .....	50
Feas .....	50
Fukuda .....	51
GE DATEX - OHMEDA .....	52
GE Hellige .....	52
GE Marquette .....	52
General Meditech .....	53
Getemed .....	53
GoldWay .....	54
Guoteng .....	54
Healthdyne .....	55
Hewlett Packard/Philips Medical .....	56
HWATIME .....	56
Innomed .....	56
Invivo / MDE .....	57
IVI Biomedical .....	57
Kontron .....	58
KTMED .....	58
Magna Medical .....	58
Medical Systems .....	59
Medix .....	59
Medlab .....	60
Mek .....	60
Mennen .....	60
Micromedical .....	61
Mindray .....	62
Nellcor .....	63
Nellcor OxiMax .....	63
Nihon Kohden .....	64
Nonin .....	65
Novamatrix .....	65
Ohmeda .....	66
Pace Tech / Generra .....	66
Physio Control / Meditronic .....	67

RGB Medical .....	67
Rhomicron .....	68
Rossmax Medical .....	68
Schiller ODM/Bruker .....	69
Sensormed .....	69
Siemens .....	70
Siemens - Drager .....	70
Simed .....	71
Spacelabs .....	71
Unicare / Hexin Zondan / Mediblu / DST .....	72
Votem .....	72
Welch Allyn (Protocol) .....	73
Marcas Varias .....	74

## **SpO2 - Extensiones 75**

<b>1 Compatibilidades por Marca .....</b>	<b>75</b>
CardioTecnica .....	75
BCI .....	76
BLT .....	76
Choice Med .....	76
Contec .....	77
Criticare .....	77
Critikon .....	78
Datex / Ohmeda .....	78
Edan .....	78
Electromedik .....	79
Feas .....	79
General Meditech .....	79
Goldway .....	79
Hewlett Packard/Philips Medical .....	80
Invivo .....	80
Kontron .....	81
Medix .....	81
Mindray .....	81
Nellcor .....	82
Nihon Kohden .....	82
Novamatrix .....	83
Spacelabs .....	83

## **IBP - Cables Intermediarios 83**


<b>1 Compatibilidades por Marca .....</b>	<b>83</b>
CardioTecnica .....	84
Sin conector .....	85
BCI .....	86
Datex / Ohmeda .....	87
Dixtal .....	87
Dräger .....	88
Edan .....	88
Feas .....	89
Goldway .....	90
HP .....	91
Mindray .....	91
Phillips .....	92


Spacelabs .....	93
<b>CO2 - Accesorios Varios</b>	<b>93</b>
<b>NIBP - Accesorios Varios</b>	<b>93</b>
1 Brazaletes NIBP .....	93
2 Extensiones NIBP .....	95
CardioTecnica .....	95
BCI - Medix .....	95
ChoiceMed .....	95
Comen .....	96
Contec .....	96
Criticare .....	96
Dong Jiang .....	96
Dixtal .....	97
Dräger .....	97
Edan / Leex .....	97
Feas .....	98
General Meditech .....	98
Goldway .....	98
Guoteng .....	99
Hewlett Packard/Philips Medical .....	99
HWATIME .....	99
Mek .....	100
Micromedical .....	100
Mindray .....	100
Spacelabs .....	101
Utech (PM5000) .....	101
<b>Accesorios para Equipamiento</b>	<b>101</b>
1 Accesorios para Monitores .....	102
2 Pinzas Portaelectrodos .....	103
3 Electrodo s Precordiales .....	103
4 Ejes Portapapel .....	104
5 Bolsos de Transporte .....	105
6 Cable Conexión USB .....	105
7 Papel para Electrocardiógrafos .....	106
8 Varios .....	107
<b>Accesorios para Desfibrilador Externo Automático (DEA)</b>	<b>108</b>

## I Cable Paciente para Monitor ECG


### 1.1 Compatibilidades por Marca

#### 1.1.1 CardioTecnica


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	MA4XX, MA5XX	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-021
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-022
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-023
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-024

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	MA3XX, CM3XX	
	Tipo	Articulo
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-093
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-094


#### 1.1.2 BCI (Biochem International)

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>BCI</b>	3101, 3404, 6100, 6200, 9100, 9200, Advisor, Autocorr, Life Span 100	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


#### 1.1.3 Beijing Choice


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Beijing Choice</b>	M8000A, M9000A, M9000, M8000	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

## 1.1.4 Bexen


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Bexen</b>	DDA-101	
 Capuchon Estándar	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-111
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-112
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-113
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-114

## 1.1.5 BLT - Biolight

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>BLT - Biolight</b>	M9000A, M8000A	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>BLT - Biolight</b>	M7000, M8000, M9000, M9500, Biolight serie M	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-051
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-052
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-053
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-054

## 1.1.6 Burdick


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Burdick</b>	CS615, CS625A, CSS20, CSS23, CSS27, CSS7200, EK1, EK2, EK3, EK4, EK5/A/ AS, EK8SS, M200, Medic 1, Medic 2, Medic 3, Medic 4, Medic 5, PA-100, PA-104, PA-105, 1600, 2100.Cardioversor Medix 5	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134




### 1.1.7 Choice Med


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Choice Med</b>	M8000A, M9000A, M9000, M8000, MMED6000, MMED6000DP	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

### 1.1.8 Comen


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Comen</b>	STAR-8000 (solo conector AMMI 6 contactos)	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

### 1.1.9 Contec


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Contec</b>	CMS8000, CMS800, CMS900, CMS600, CMS6800, CMS8000, CMS 6000, CMS 6800, CMS 7000	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Contec</b>	TS13, TS1, TS15, TS18, CMS5100, CMS6000, CMS6500, CMS6800, CMS7000, CMS8000, CMS9000, CMS9100 (Línea nueva)	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-200
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-201
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-202
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-203


### 1.1.10 Corometrics

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Corometrics</b>	556	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


### 1.1.11 CSI (Criticare Systems International)

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>CSI (Criticare)</b>	Poet II, Scholar, 504US, 506DN3, 506DNP3, 506DNT3, 506DNTP3, 506DNV3, 506DNVP3, 506LN3, 506LNP3, 506LNT3, 506LNTP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3, 507, 507EL, 507ELC, 508, 508E, 508EP, 508ER, 602-4USP, 1100, 1508, 8100E, 8100E-ST, 8100E-ST1, 8100E1, 8100EP, 8100EP-T, 8100EP1, 8100EP1-ST	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


### 1.1.12 Datascope

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Datascope</b>	2000, 2001, 2002, 2100, 2200, 3000, 3000A, BallonPump, MD3, MD3A, MD4, Passport, Passport IL, Passport XG, Passport XL, Passport 2, Passport 2LT, Spectrum System 90, System 90T, System 95, System 96, System 97	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


### 1.1.13 Dixtal


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Dixtal</b>	2020, 2021, Toda la línea	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

### 1.1.14 Dong Jiang


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Dong Jiang</b>	PM200A	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


### 1.1.15 Dräger

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Dräger</b>	Neomed Pod	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-181
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-182
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-183
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-184


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Dräger</b>	Vista 120	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


### 1.1.16 E&M Electromedicina

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>E&amp;M Electromedicina</b>	C-12	
	Tipo	Articulo
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-163
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-164


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>E&amp;M Electromedicina</b>	Todos los Modelos de Monitor	
	Tipo	Articulo
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-093
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-094

### 1.1.17 EDAN/LEEX


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>EDAN/LEEX</b>	M50, M8, M80, M9, IM8, IM8A, IM8B, M8A, M8B, IM70	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>EDAN/LEEX</b>	Elite V5 ,Elite V6 ,Elite V8, IV12, IV15, IM20	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-031
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-032
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-033
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-034


### 1.1.18 Feas


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Feas</b>	Modelo Multipar, Cardiodesfibrilador Feas 3850B, PM9000	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-151
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-152
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-153
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-154

### 1.1.19 GE Marquette


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>GE Marquette</b>	Dash 1000, Dash PRO 2000, Dash 2500, Dash PRO 3000, Dash PRO 4000, Dash 5000, Eagle Systems, MAC-Lab, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Aestiva/5, Travia 100, Travia 200, Travia 300, Travia 400, Travia 500, Travia 600, Travia 800, Responder 2000, Responder 3000, Corometrics 120, GE Vivid 7 Ultrasound, GE Vivid S6 N, B30, B40, B450, B20	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-171
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-172
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-173
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-174

### 1.1.20 GE Medical Systems


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>GE Medical Systems</b>	Dinamap Pro 1000, MPS Select, Portable monitors, Corometrics 556/503/504//508, Critikon 8100T, Critikon Dinamap 8700 Series Critikon, Dinamap 9700 Series	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>GE Medical Systems</b>	Corometrics 503, 504 & 508 Critikon Exerstress, Corometrics 505, 506, 515 & 515A	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-141
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-142
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-143
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-144

### 1.1.21 General Meditech


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>General Meditech</b>	G3E, G3F, G3L	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

### 1.1.22 Goldway


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Goldway</b>	UT4000, UT4000A, UT4000Apro, UT6000A, UT4000B, UT4000C, UT4000F, UT6000A, UT6000F, UT4000Fpro, UT4800, G30 / G40	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Goldway</b>	G30E, G40E, G60E, G60, G70, G80	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-031
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-032
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-033
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-034


### 1.1.23 Guoteng


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Guoteng</b>	GT9000F	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

### 1.1.24 Hewlett Packard/Philips Medical


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Hewlett Packard/Philips Medical</b>	M3921A (A1), 78834C, 7 8850A, 862474, 862475(C3), C1 / Golway G30/G40	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<p align="center"><b>Hewlett Packard/Philips Medical</b></p> 	<p>Philips Heart Start defibrillator, Philips Agilent, Envisor, IntelliVue, MP 20, MP 30, MP 50, IE33, Philips, Heart Start defibrillator, Philips Agilent, IntelliVue, IE3343100A, 43110A, 43120A, 78352C, 78354C, 78834C, 862474 (C3), 862475 (C3), 862478 (C3), 862479 (C3), Intellivue MP20, Intellivue MP30, Intellivue MP40, Intellivue MP50, Intellivue MP60, Intellivue MP70, Intellivue MP90, M1001A, M1001B, M1002A, M1002B, M1165A, M1166A, M1167A, M1175A, M1177A, M1204A, M1205A, M1722A, M1722B, M1727A/B (FICHA 12 PINES), M2601A, M2745A, M3000A, M3001A, M3046A, M3500B, M3535A, M3536A, M4375A, M5500B, Multi-Measurement Server, Merlin System, OmniCare (CMS), SureSigns VM4 / VM6 / VM8, Viridian M3 / M4 / V24 / V26, Goldway: G30E, GS20, G40E, G60 Effikia: DFM100. Efficia DFM100</p>	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-031
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-032
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-033
Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-034	


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<p align="center"><b>Hewlett Packard/Philips Medical</b></p> 	<p>Codemaster XL, Codemaster 100, 43100A, 43110A, 43110M/MC, 4312A, 43200A, 77000AC, 77010AC, 77020A/AC/AR, 77025A, 77030A, 77035A, 77040A, 78208A, 78210A, 78330A, 78331A, 78332A, 78333A, 78341A, 78342A, 78345A, 78346A, 78351A, 78351T, 78352A, 78353AB, 78354AB, 78532A, 78532B, 78534A, 78534B, 78534C, 78619A, 78620A, 78660A/B, 78661A/B, 78670A, 78671A, M1722A, M1722B M1723A/B, M2400A, M2406A, M3500B, M5500B</p>	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-041
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-042
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-043
Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-044	

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Hewlett Packard/Philips Medical</b>	7330A/B, 7802B/C/D, 7807A/B/C, 780A/B, 7818A, 78103A, 78202B/C, 78203A/C, 782111A (5-pin), 78212A/C/D, 78213A/C Neonate, 78260A Neonate, 78261A Neonate, 78801A/B Neonate, 78831A Neonate, 78832A, 78833A/B, 78834A, 78834C, 78850A, 80200A Fetal	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-141
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-142
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-143
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-144


### 1.1.25 HWATIME

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>HWATIME</b>	H8	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

### 1.1.26 Invivo Research / M.D.E.


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Invivo Research M.D.E.</b>	Omni-trak 300, 3100, Omni-Trakncs, TVS Millenia, M6, M12, 4500+, 4500plus 4500plus3, 3500, 3550, Millennia, Escort 100, Escort 101, Escort 102, Escort 200, Escort 300, Escort Prism	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

### 1.1.27 Ivy Biomedical


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Ivy Biomedical</b>	101, 201, 202, 301, 302, 303A, 303D, 401, 403, 404, 405A, 405D, 405P, 405T, 701, 702, 703, 703T, 704, 705, 706	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134




### 1.1.28 Kontron / Infinium


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Kontron / Infinium</b>	7000, 7135, 7135B, 7141, 7210, 7250, 7251, K2000, KAAT, Kolormon, Micromon, Minimon, Supermon, Vitalmon	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-051
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-052
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-053
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-054

### 1.1.29 Medix


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Medix</b>	M900A, Advisor	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

### 1.1.30 Medtronic / Physio Control


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Medtronic / Physio Control</b>	Lifepak 5, Lifepak 6, Lifepak 10, Lifepak 5, Lifepak 6S, Lifepak 7, Lifepak 8, Lifepak 9, VSM-1, VSM-2, VSM-2ESF, VSM-3, 1440Vingmed 5	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Medtronic / Physio Control</b>	Lifepak 2, Lifepak 3, Lifepak 33, Scope Monitor II	
	Tipo	Articulo
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-093
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-094


### 1.1.31 Mennen Medical


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Mennen Medical</b>	Horizon 250, 3000, 450 Microsolo, 936 Series, 425/101 Preamp, Cardio-Pak 2000, 740, 741, 742	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-141
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-142
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-143
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-144

### 1.1.32 Micromedical


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Micromedical</b>	Línea Minor, Línea Heart, otros	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-093
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-094

### 1.1.33 Mindray


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Mindray</b>	BeneView T5, BeneView T6, BeneView T8, MPM Module, IMEC-12/10/8, IPM8/10/12, IPM9800, PM6000, T9, BeneHeart D3/D6, Benevision N12, Benevision N15, Benevision N17, UMEC 10, UMEC12, EPM-10M, EPM-12M, SERIE EPM, IMEC15	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-210
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-211
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-213
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-214

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Mindray</b>	PM9000, MEC1200, MEC1000, PM7000, PM8000, PM9000, Spectrum, Trio, MEC2000	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


### 1.1.34 Mek


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Mek</b>	MP100, M160246 / 360697	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


### 1.1.35 Nellcor

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Nellcor</b>	N-200, N-250, C-clock, N-1000, NPB-3900, NPB-4000, N4000	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


### 1.1.36 Nihon Kohden

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Nihon Kohden</b>	BSM-8301A, BSM-8302A, BSM-8500A, BSM-8502A, OEC-6102A (s/n>20156), OEC-6105A (s/n>20226), OEC-7102A, OEC-8108A, TEC-5200A (s/n>20421), TEC-7100A, TEC-7200A, TEC-7300A	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Nihon Kohden</b>	Def. Cardiolife Lifescope series 6-8-9-11 6102-6205-6120, OEC-6102A(S/N<20156), OEC-105A(S/N<20226), OEC-6120A, OEC- 6120J, OEC-6120K, BSM-7105K	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-081
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-082
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-083
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-084

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Nihon Kohden</b>	BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301A, BSM-2301K, BSM-2351A, BSM-3000 series, BSM- 4100, BSM-4102, BSM-4102A, LifeScope P, BSM-5000 series, BSM-5100 Life Scope A, LifeScope TR, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, Life Scope I, Life Scope J, BSM-9101, PVM-2701, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9500 Life Scope S, PVM2701/2703, Vismo, TEC-5631E, Toda la línea TEC-5600	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-191
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-192
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-193
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-194


### 1.1.37 Pace Tech


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Pace Tech</b>	Minipack 300, Minipack 3000/3100, Minimax 4000CL, Vitalmax 2200/2100, Vitalmax 4000, VitalMax 4000, Modular, VitalMax 4000CL, Vitalmax 4100, VitalMax 4100CL, VitalMax 800 Plus	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


### 1.1.38 Rhomicron


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Rhomicron</b>	Toda la línea	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-093
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-094

### 1.1.39 Siemens


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Siemens</b>	Sinecust 630, Sirecust DU, Vitalguard 2000	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Siemens</b>	806180A Nuclear Camera	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-141
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-142
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-143
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-144


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Siemens</b>	Porta Pak 500PB, Porta Pak 500PM	
	Tipo	Articulo
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-093
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-094


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Siemens</b>	Serie 400 / 500 / 700 / 900 / 1200, 341, 1280, 1281, 1801, 403-2P, 404, 404-1, 404-1A, 960, 961, Q960, Sirecust 720, Sirecust 722, Sirecust 730, Sirecust 732	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-061
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-062
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-063
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-064

## 1.1.40 Spacelabs


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Spacelabs</b>	90496 Ultraview, 90369 Ultraview, 90367 Ultraview, 90492 Ultraview, 91496 Ultraview, Xprezzon, Elance, 93300	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-071
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-072
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-073
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-074

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Spacelabs</b>	400 Series, 500 Series, 600 Series, 900 Series, 90300, 90303B, 90305, 90308, 90308-11, 90408, 90425, 90428, 90431, 90432, 90470, 90600A Series, 90700, 90700 Series, 90701, 90721, 90724, PC Bedside, PCMS System, TEK-208, TEK-408, TEK-413, TEK-414, TEK-511, TEK-512, TEK-514, TEK-5214045 Defib	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Spacelabs</b>	Spacelabs / Burdick: M-565, M567-60	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-121
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-122
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-123
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-124

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Spacelabs</b>	Spacelabs / Burdick: CS615, CS625A, CSS20, CSS23, CSS27, CSS7200, EK1, EK2, EK3, EK4, EK5/AAS, EK8SS, M200, Medic 1, Medic 2, PA-100, PA-104, PA-105 Spacelabs Medical:1600, 2100	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-141
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-142
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-143
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-144


### 1.1.41 UTECH


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>UTECH</b>	PM5000	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

### 1.1.42 Votem


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Votem</b>	VP-700, VP-1000, VP-1200	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

### 1.1.43 Welch Allyn

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Welch Allyn</b>	Encore 202HP, Encore 204HP, Encore 206HP, Propaq 102HP, Propaq 104HP, Propaq 106HP, Protocol	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-031
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-032
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-033
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-034

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Welch Allyn</b>	Atlas, Encore 202EL, Encore 204EL, Encore 206EL, Propaq 100 series, Propaq 200 Series, Propaq Encore 102/103/104/106, Propaq 102EL, Propaq 104EL, Propaq 106EL, Propaq 202EL, Propaq 204EL, Propaq 206EL, Propaq CS, Protocol, UltraSmart, Modular	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

## 1.1.44 Zoll Medical


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Zoll Medical</b>	D900, M Series, PD1200, PD1400	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134

## 1.1.45 Conector AMMI 6 Ctos - Varias Marcas


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>ATL</b>	400, 600, Mark II, Mark VIII, Ultramark6, Ultramark8	
<b>Abbott</b>	Todos los modelos	
<b>Air shields/ Narco Vickers</b>	HRRM-71-1, HRRM-71-2, Porta-Fib I, Porta-Fib II, Porta-Fib III, System 5, System 6, ASI100, 121, 131, 336, 400, 461 atghena, Neonscope	
<b>Bionics</b>	Encore / Delmar / Todos los demas	
<b>Aequitron</b>	3R	
<b>Pioneer</b>	1104, 1105, 1600 series, 1134, 1503, 667, 261001, 1125, 1700, 5210	
<b>Bard</b>	Series 5000	
<b>Colin Medical</b>	BP308, BP408, CBM3000	
<b>Novamatrix</b>	Life defense 1	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-131
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-132
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-133
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-134



### 1.1.46 Conector AMMI 5 Ctos - Varias Marcas

Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Beckman</b>	Monograph (Todos), VSM- 10C , RM-10, Biocom	
<b>Del Mar</b>	Series 2000, 2820, 2920, 2920	
	Tipo	Articulo
	Cable 5 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-141
	Cable 5 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-142
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-143
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-144


### 1.1.47 Conector Plug - Varias Marcas


Compatible	Cable Paciente ECG Monitor (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Abbott Medical</b>	DH-3	
<b>Air Shields</b>	DMP-4A, Infa MBT-1	
<b>Del Mar</b>	660 Holter Scanner	
<b>S&amp;W</b>	CB-600 Desfi, DMS-600	
	Tipo	Articulo
	Cable 3 Hilos, Terminal Broche	CT-CMON-093
	Cable 3 Hilos, Terminal Pinza	CT-CMON-094


## II Cable Paciente para Electrocardiógrafos


### 2.1 Compatibilidades por Marca

#### 2.1.1 CardioTecnica


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	RG603 / RG606	
	Tipo	Articulo
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-030
	5 Derivaciones, Terminal cocodrilo	CT-CECG-032
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-033

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	RG4XX/ RG5XX	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-030
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-033

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	RG4XX/ RG5XX - Línea Veteretnaria	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	5 Derivaciones, Terminal cocodrilo	CT-CECG-032


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	RG4XX/ RG5XX - Ergometria	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	5 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-040


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	RG201, RG301	
<b>Ficha microfono 5 Ctos</b>	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	5 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-051

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	RG101, RG301M	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	5 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-061


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	RG3XX	
Ficha AMP 5 Ctos con Rosca	Tipo	Articulo
	5 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-071

### 2.1.2 Sin Conector / Juego de Puntas


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	Cable Paciente Electrocardiografo – 5 Hilos/Sin Conector	
	Tipo	Articulo
	5 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-PART-010


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	Cable Paciente Electrocardiografo – 10 Hilos/Sin Conector	
	Tipo	Articulo
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-PART-020

### 2.1.3 Aspel


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Aspel</b>	AsCARD 3 (1992-93), Serie AsCARD, AsCARD Mr Koral	
	Tipo	Articulo
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101

### 2.1.4 Berger


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Berger</b>	CD120A	
	Tipo	Artículo
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-200
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-202

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Berger</b>	CD120A, CD60M	
	Tipo	Artículo
	5 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-201


### 2.1.5 Bexen

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Bexen</b>	Toda la línea	
	Tipo	Artículo
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-210
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-211


### 2.1.6 BIOCARE

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>BIOCARE</b>	ECG-101G, ECG-800, ECG-1200, ECG-3010, ECG-6010, ECG-100, ECG-803, IE300, IE300G, IE12A	
	Tipo	Artículo
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101


### 2.1.7 Biolight

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Biolight</b>	BLT-1203, BLT-E12A, BLT E12, E70, E80 Cardiotouch.	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-110
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-111


### 2.1.8 Biomedic

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Biomedic</b>	BMG12, ECG AR, ECG TABLET	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101


### 2.1.9 Bionet


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Bionet</b>	Cardiocare 200, CardioCare 2000, Cardiotouch 3000, Cardio7	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101

### 2.1.10 BLT


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>BLT</b>	BLT Serie-08, otros	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101

## 2.1.11 Burdick


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Burdick</b>	EK10	
	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-080
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-081


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Burdick</b>	Eclipse 4, 300, 400, 800, 850, Plus / Premier, Elite II, Eclipse LE II / Atria Systems, Atria 3000, 3100, 6100.	
	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-140
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-141

## 2.1.12 Cardiette


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Cardiette</b>	Autorouler 12/1, Autorouler 1/2 / 3 Microuler 12/1, Microuler 12/3, Microtel, Excel 101, Excel 103, Excel 106, AR1200 adv.	
	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-110
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-111

## 2.1.13 CardioLine

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>CardioLine</b>	ITA 1, ITA1 Plus, ITA 3, ITA3Plus, ITA 30, ITA 60, ITA 60Plus, Elan, Elan 100, Elan 1100, 103, 106, 107, 302, 303, 1201 / Cardioline Remco Delta 1, Delta 3, Delta 30, Delta 30D, Delta 60, Delta 1, Plus, Delta 3 Plus, Delta 60Plus, ECG 106.	
	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-090
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-091

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>CardioLine</b>	E1, R/3, Delta, Argoo	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-140
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-141


#### 2.1.14 Cardiorapid

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Cardiorapid</b>	K11, K111, K112, K131, K31, K33, K36	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101


#### 2.1.15 CardioPrint

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>CardioPrint</b>	100, 300	
<b>Ficha DB15 mini</b>	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-190
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-191


#### 2.1.16 Cardiotek

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Cardiotek</b>	EP-Serie	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101


## 2.1.17 CardioVex

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>CardioVex</b>	EU13	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101


## 2.1.18 Carewell

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Carewell</b>	Toda la línea	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-110
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-111

## 2.1.19 Comen


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Comen</b>	CM100, CM300, CM600, CM1200, CM1200A, CM1200B	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101

## 2.1.20 Contec


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Contec</b>	Toda la línea	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101




### 2.1.21 Dong Jiang - DJ

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Dong Jiang - DJ</b>	11D, 32A, 32AII, 1206, 1220, 11B	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101


### 2.1.22 EDAN/LEEX

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>EDAN/LEEX</b>	SE-3, SE-12, SE-12 Express, SE-601A, SE-601B, SE-601C, SE-1010PC, SE-1200, ST-1212 / LEEX SE1, LEEX SE3, LEEX SE6001C, LEEX SE1201, LEEX SE301, SE-1	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101


### 2.1.23 Eccosur

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Eccosur</b>	Ergo View, ECG View, ECG View Resting, ECG View Stress	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101


### 2.1.24 ErgoLine


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>ErgoLine</b>	Autoruler, Autoscript 6/12 Cardiette, EK 30036/3012, Ergoline	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101

## 2.1.25 Esaote


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Esaote</b>	P80, P80six, P80power, Serie P8000, Serie P120	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101


## 2.1.26 Fukuda Denshi

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Fukuda Denshi</b>	FX-101, FX-102F, FX-3010, FX-328UY, FCP 2155, FCP 4101, FCP 4101A, CardiMax FX-7101, FX-7102, FX-7202, FX-7402, Autocardiner, Cardimax FX- 2111, FX-3010, FX-4010, FCP-2155, Cardimax FX-8100, FCP-2101	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-120
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-121


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Fukuda Denshi</b>	Alpha 500 / 600	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-140
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-141

## 2.1.27 Fukuda ME


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Fukuda ME</b>	Alpha 4700, Alpha 6600 A / 6600 AX, Alpha 1000	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-140
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-141

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Fukuda ME</b>	KP500, C110, C120	
	Tipo	Artículo
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-150
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-151


### 2.1.28 GE Marquette

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>GE Marquette</b>	MicroSmart, MAC 400, MAC 500, MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200, MAC 1200 ST, MAC 1600	
	Tipo	Artículo
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-160
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-161


### 2.1.29 Hewlett Packard

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Hewlett Packard</b>	M1770A, M1771A, M1772A, PageWriter 100, 200, 200i / Agilent 300i, 300PI	
	Tipo	Artículo
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101


### 2.1.30 Innomed

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Innomed</b>	Toda la línea	
	Tipo	Artículo
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101


## 2.1.31 Kenz


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Kenz</b>	Delta 3, Delta30, Delta 60, Delta 1 plus, Delta 3 plus, Delta 60 plus, Kenz PC-104, 103, 106, Cardico	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-090
	10 Derivaciones Terminal Snap	CT-CECG-091

## 2.1.32 Kontron / Infinium

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Kontron / Infinium</b>	EKG P80	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101


## 2.1.33 Mecamed

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Mecamed</b>	MSC-2000	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-130
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-131


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Mecamed</b>	MSC-2001, MSC-2001C	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Mecamed</b>	D151A	
<b>Ficha microfono 5 Ctos</b>	Tipo	Articulo
	5 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-170


### 2.1.34 Mindray


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Mindray</b>	Benehearth R3, R12	
	Tipo	Articulo
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101

### 2.1.35 Mortara


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Mortara</b>	ELI150, ELI210, ELI250	
	Tipo	Articulo
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101

### 2.1.36 Nihon Kohden


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Nihon Kohden</b>	Cardiofax EKG-6151/ 6353/6511/8270/8350/8370/8420/ 8423/ 8450/ 8453/ 8820/ 8823/ 8830/9130, Cardiofax- Q, ECG-1350, ECG-1250A, ECG- 9620, ECG-9010, ECG - 9020, ECG-9022, ECG-9110, ECG-9130, ECG-9132, ECG- 9110K, ECG- 9130K,	
	Tipo	Articulo
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-140
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-141

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Nihon Kohden</b>	Cardiofax/6851/8110/8330/8330A,Escape 12, / Dr. Lee EKGs 120B.	
	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-110
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-111


### 2.1.37 SAIKO

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>SAIKO</b>	101, 101G, 300G, 1200	
	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-110
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-111


### 2.1.38 Schiller

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Schiller</b>	AT-1, AT-2, AT-2 Light, AT-2 Plus, AT-3, AT-4, AT-5, AT-6, AT-10, AT-10 Plus, AT-60, AT-101, AT-102, AT-102-Plus, AT-104, AT-110, CS-100, CS-200, MS-2010, MS-2015;	
	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101


### 2.1.39 SpaceLabs

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>SpaceLabs</b>	SL-6, SL-12, SL-12A, SL-3, SL-18A	
	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101

### 2.1.40 Temis

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Temis</b>	TM1210	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101

### 2.1.41 Trismed


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Trismed</b>	Toda la línea	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-110
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-111

### 2.1.42 Viso


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Viso</b>	600, 2020, SB2000Dual	
<b>Ficha DB9 Hembra</b>	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	5 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-221

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Viso</b>	CXB-2000	
<b>Ficha microfono 5 Ctos</b>	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	5 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-181


**2.1.43 Zoncare**

Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Zoncare</b>	IMAC 300	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101





**2.1.44 Conector DB15 - Varias Marcas**


Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Del Mar Avionics</b>	910 / 920 / 930 / 940 / 942 / 950 / 960 / 970 / 980	
<b>Custo-med</b>	Custo-norm, Otros	
<b>Dr. Lee</b>	ECG-120A, 320A, 320B	
<b>Fidelity</b>	LP300	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-100
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-101



Compatible	Cable Paciente Electrocardiógrafo (Largo del cable 3,4mts.)	
<b>Bosch/dimeq</b>	501A,501NV,503,601,503B,503,503NV,503V, 506,506D,	
<b>Polymed</b>	Alpha 600/800,	
<b>Cambridge</b>	VS 6,SC 1000,3/300/360,	
<b>Cardionics</b>	Todos los modelos	
<b>Hellige</b>	Corina.EK 51,	
<b>Honeywell/Philips</b>	Cardioplan, CR 300,CR330,ER330,	
<b>Schwarzer</b>	VS 6,SECA:3000	
<b>Bosch</b>	EKG 601	
	Tipo	Artículo
	10 Derivaciones, Terminal 3mm	CT-CECG-140
	10 Derivaciones, Terminal Snap	CT-CECG-141


### III SpO2 - Sensores Reusables


	
Sensor Broche Adulto	Sensor Broche Pediátrico
	
Sensor Universal en Y	Sensor Soft Adulto


	
Sensor Soft Pediátrico	


### 3.1 Compatibilidades por Marca


#### 3.1.1 CardioTecnica

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	OXI-401, OXI-411, OXI-601, MA4XX(Verificar Conector)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-010
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-012
	Universal Y	CT-SPO2-014
	Soft Adulto	CT-SPO2-016
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-018


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	OXI-401, OXI-411, OXI-601, MA4XX, (Verificar Conector)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-011
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-013
	Universal Y	CT-SPO2-015
	Soft Adulto	CT-SPO2-017
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-019


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	OXI-401, OXI-411, MA4XX, (Verificar Conector) - Tecnologia Digital	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-020
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-022
	Universal Y	CT-SPO2-024
	Soft Adulto	CT-SPO2-026
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-028

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	OXI-401, OXI-411, MA4XX, (Verificar Conector) - Tecnologia Digital	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-021
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-023
	Universal Y	CT-SPO2-025
	Soft Adulto	CT-SPO2-027
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-029


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	MA512, MA507	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-030
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-032
	Universal Y	CT-SPO2-034
	Soft Adulto	CT-SPO2-036
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-038


### 3.1.2 Alaris

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Alaris</b>	VitalCheck 4400, 4410	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-070
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-072
	Universal Y	CT-SPO2-074
	Soft Adulto	CT-SPO2-076
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-078


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Alaris</b>	VitalCheck 4400, 4410	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-071
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-073
	Universal Y	CT-SPO2-075
	Soft Adulto	CT-SPO2-077
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-079


## 3.1.3 Artema / S&amp;W


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Artema / S&amp;W</b>	S&W (Diascope G2) monitor, Diascope 1, 2 and 3; Air Shields monitors.	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-230
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-232
	Universal Y	CT-SPO2-234
	Soft Adulto	CT-SPO2-236
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-238

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Artema / S&amp;W</b>	Diascope, 8000, Athena - Nellcor No oximax	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


## 3.1.4 BCI


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>BCI</b>	3100, 3101, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100,9200, Advisor, Capnocheck 9004	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-310
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-312
	Universal Y	CT-SPO2-314
	Soft Adulto	CT-SPO2-316
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-318

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>BCI</b>	3100, 3101, 3180, 3300, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3400, 3401, 3403, 6100, 9100, 9200, Advisor ,Autocorr, MiniTorr, Mini Torr Plus, Capnocheck 9004, Spectro 2, 10, 20, 30, SurgiVet;	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-319


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>BCI</b>	3180, 3300, 3404, 3444, 6100, 9100, Advisor ,Autocorr, MiniTorr, Mini Torr Plus	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-330
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-332
	Universal Y	CT-SPO2-334
	Soft Adulto	CT-SPO2-336
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-338


### 3.1.5 Biotrend

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Biotrend</b>	BPO250	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-310
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-312
	Universal Y	CT-SPO2-314
	Soft Adulto	CT-SPO2-316
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-318


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0.9mts.)	
<b>Biotrend</b>	BPO250	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-319


### 3.1.6 Biosys

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Biosys</b>	BPM300	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-300
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-302
	Universal Y	CT-SPO2-304
	Soft Adulto	CT-SPO2-306
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-308


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Biosys</b>	BPM200, BPM700, Guardian - Tecnologia Nellcor	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


## 3.1.7 CAS Medical


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>CAS Medical</b>	Oscillomate 9002, 9303, 9302S	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-190
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-192
	Universal Y	CT-SPO2-194
	Soft Adulto	CT-SPO2-196
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-198


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>CAS Medical</b>	Oscillomate 9002, 9303, 9302S	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-191
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-193
	Universal Y	CT-SPO2-195
	Soft Adulto	CT-SPO2-197
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-199


## 3.1.8 ChoiceMed

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>ChoiceMed</b>	Todos con redel 5 contactos	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-040
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-042
	Universal Y	CT-SPO2-044
	Soft Adulto	CT-SPO2-046
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-048


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>ChoiceMed</b>	MD300A, MD6000DP-M12, MA6000DP-M7, MD6000DP-M3/P61/S61, MMED6000DP	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-400
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-402
	Universal Y	CT-SPO2-404
	Soft Adulto	CT-SPO2-406
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-408

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>ChoiceMed</b>	MMED600DP, MMED600DP-M12	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-460
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-462
	Universal Y	CT-SPO2-464
	Soft Adulto	CT-SPO2-466
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-468


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>ChoiceMed</b>	MD300E, MMED3001, MD300K, MA300K2, MD300M, MMED6000DP-M3	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-310
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-312
	Universal Y	CT-SPO2-314
	Soft Adulto	CT-SPO2-316
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-318

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0.9mts.)	
<b>ChoiceMed</b>	MMED3001, MD300K, MA300K2, MD300M, MMED6000DP-M3 Tecnologia BC1	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-319


### 3.1.9 Colin (Omron)


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Colin (Omron)</b>	Colin: BP306, BP88, BP508, BP88S;- No Oximax	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-290
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-292
	Universal Y	CT-SPO2-294
	Soft Adulto	CT-SPO2-296
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-298


### 3.1.10 Comen

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Comen</b>	C30, C50, C80, C90, MD50	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-470
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-472
	Universal Y	CT-SPO2-474
	Soft Adulto	CT-SPO2-476
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-478


### 3.1.11 Contec

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Contec</b>	CMS6000 / 6800 / 7000 / 7000Plus / 8000 / 9000 / 9200 / 9200Plus / 60D / 60C - Tecnologia Digital	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-390
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-392
	Universal Y	CT-SPO2-394
	Soft Adulto	CT-SPO2-396
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-398


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Contec</b>	CMS6000 / 6800 / 7000 / 7000Plus / 8000 / 9000 / 9200 / 9200Plus / 60D / 60C - Tecnologia Digital	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-530
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-532
	Universal Y	CT-SPO2-534
	Soft Adulto	CT-SPO2-536
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-538

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Contec</b>	TS13, TS1, TS15, TS18, CMS5100, CMS6000, CMS6500, CMS6800, CMS7000, CMS8000, CMS9000, CMS9100 (Línea nueva)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-510
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-512
	Universal Y	CT-SPO2-514
	Soft Adulto	CT-SPO2-516
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-518


### 3.1.12 Corometrics


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Ohmeda</b>	(No-Oximax) 120, 510, 511, 118, 556; 128, 129	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-140
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-142
	Universal Y	CT-SPO2-144
	Soft Adulto	CT-SPO2-146
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-148

### 3.1.13 Criticare


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Criticare</b>	Scholar, Poet (602-3A), 1100, 2200, 500, 500A, 501, 502 series, 503, 504, 504/P, 504O/P, 504US/P, 507, 507E/P/R, 507/S, 507SD, 5070/P, 508, 509, 581	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-170
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-172
	Universal Y	CT-SPO2-174
	Soft Adulto	CT-SPO2-176
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-178





Compatible	<b>Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)</b>	
<b>Criticare</b>	511SD; Criticare: 503DX-W, 503S, 503DX, 503 Spot, Mini Spot, 504DX/P, 504DX, 506 series (except 506LN3), 507ELC2, 507EL, 8100 series, Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar, Scholar III, Ngennvity	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-070
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-072
	Universal Y	CT-SPO2-074
	Soft Adulto	CT-SPO2-076
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-078

Compatible	<b>Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)</b>	
<b>Criticare</b>	511SD; Criticare: 503DX-W, 503S, 503DX, 503 Spot, Mini Spot, 504DX/P, 504DX, 506 series (except 506LN3), 507ELC2, 507EL, 8100 series, Poet Plus, Poet (602-3A), Scholar, Scholar III, Ngenuity	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-071
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-073
	Universal Y	CT-SPO2-075
	Soft Adulto	CT-SPO2-077
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-079


### 3.1.14 Critikon


Compatible	<b>Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2,8mts.)</b>	
<b>Critikon</b>	Dinamap 8700, 8710, 8720, 8721, 9710, 9700, 8280, Oxyshuttle.	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-211
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-213
	Universal Y	CT-SPO2-215
	Soft Adulto	CT-SPO2-217
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-219


Compatible	<b>Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2,8mts.)</b>	
<b>Critikon</b>	Pro Care, Pro Series V2, Pro 300, Pro 1000 V3 - No Oximax	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-291
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-293
	Universal Y	CT-SPO2-295
	Soft Adulto	CT-SPO2-297
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-299

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Critikon</b>	Dianmap 9700/9710/9702 Plus, Compact, MPS, Pro 300/400, Select, Oxishuttle, (Nellcor Non-Oximax)	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


### 3.1.15 Datascope

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Datascope</b>	Accusat, Accutorr 3 SAT, Accutorr 4 SAT, Accutorr Plus, Passport, Passport 2, Passport 2LT, Passport 5L, Passport IL, Passport EL, Passport XL, Passport XG, Datascope Multinex Plus Monitor, Datascope 3000, 3000A, Passport	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-180
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-182
	Universal Y	CT-SPO2-184
	Soft Adulto	CT-SPO2-186
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-188


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Datascope</b>	Accutorr Plus, Duo, Passport 2, Passport XG, Spectrum, Trio, Datascope II/ILT, XG, Expert - No Oximax	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-291
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-293
	Universal Y	CT-SPO2-295
	Soft Adulto	CT-SPO2-297
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-299


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Datascope</b>	Accusat, Accutorr Plus, Accutorr 3 SAT, Accutorr 4 SAT, Passport 2LT (Nellcor® SpO2), Expert, Passport (Nellcor® SpO2) Passport II, Passport IL, Passport XL, Passport XG, Accutor plus/Trio (Nellcor Non-Oximax)	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


### 3.1.16 Datascope Duo

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Datascope Duo</b>	Duo, Trio and Datascope Passport XG, DPM1, DPM2, DPM3, DPM4, DPM5, DPM6, DPM7; ARI 800B; Advanced PM1000F; CRC Medical Health; Goldway, Contec; Danatech	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-160
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-162
	Universal Y	CT-SPO2-164
	Soft Adulto	CT-SPO2-166
Soft Pediatrico	CT-SPO2-168	


### 3.1.17 Datex


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Datex</b>	Aespire, Aespire 15, AS/3, AS/3 Compact, CS/3, S/5, S/5 Compact, CH/S, CH/2S, CH-RS, CG/2S, Cardiocap I / II / 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-NESTPR, Oscar II, OSP-200, Satellite Trans, Satellite, Satellite Plus II, Trans Plus, System 5, ULTS00, OXY-E4-N, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-120
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-122
	Universal Y	CT-SPO2-124
	Soft adulto	CT-SPO2-126
Soft Pediatrico	CT-SPO2-128	


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Datex</b>	Datex Sensor Corto, AS/3, CS/3, CH/S, CH/2S, CH-RS, SAF-F, CG/2 S, Cardiocap I, Cardiocap II, Cardiocap 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M- Estpr, Oscar II, OSP-200, Satellite Trans, Satellite, Satellite Plus II, Trans Plus, System 5, ULTS00, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO.	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-371
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-373
	Universal Y	CT-SPO2-375
	Soft Adulto	CT-SPO2-377
Soft Pediatrico	CT-SPO2-379	

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Datex</b>	Technological Nellcor No OxiMax, Accutor Plus, Expert, Passport, M-NSAT Module (AS/3, CS/3, S/5)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Soft Adulto	CT-SPO2-343
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-345
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-347
Universal Y	CT-SPO2-349	


## 3.1.18 Dong Jiang


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
	PM200A	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-430
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-431
	Universal Y	CT-SPO2-432
	Soft Adulto	CT-SPO2-433
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-434


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
	PM200A	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-390
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-392
	Universal Y	CT-SPO2-394
	Soft Adulto	CT-SPO2-396
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-398

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
	PM200A	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-391
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-393
	Universal Y	CT-SPO2-395
	Soft Adulto	CT-SPO2-397
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-399


## 3.1.19 Dräger


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
	Tecnologia Nellcor No OxiMax, Vitalert 1000, Icer0; Narkomed-oxysat 2; Sirecust, Sirem spo2; SC6000, 7000, 9000;	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
	Oxipac 2000 - Tecnologia BCI	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-319

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Dräger</b>	Vista 120, Vista120S	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-160
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-162
	Universal Y	CT-SPO2-164
	Soft Adulto	CT-SPO2-166
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-168


### 3.1.20 Dulovak


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Dulovak</b>	Toda la línea - Tecnología BCI, 5001	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-310
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-312
	Universal Y	CT-SPO2-314
	Soft Adulto	CT-SPO2-316
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-318

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Dulovak</b>	Toda la línea - Tecnología BCI, 5001	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-319


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Dulovak</b>	DK720, MD300D	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-320
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-322
	Universal Y	CT-SPO2-324
	Soft Adulto	CT-SPO2-326
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-328


## 3.1.21 Dyne


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Dyne</b>	Toda la línea - Tecnología BCI	
	Tipo	Artículo
	Broche Adulto	CT-SPO2-320
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-322
	Universal Y	CT-SPO2-324
	Soft Adulto	CT-SPO2-326
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-328


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Dyne</b>	Toda la línea - Tecnología BCI	
	Tipo	Artículo
	Broche Adulto	CT-SPO2-321
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-323
	Universal Y	CT-SPO2-325
	Soft Adulto	CT-SPO2-327
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-329

## 3.1.22 Edan/Leex


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Edan/Leex</b>	M3, M3A, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80, iM8, iM8A, iM8B, iM9, iM9A, iM50, iM80 Tecnología No Oximax; Penlon InterMed PM-8000, iM70	
	Tipo	Artículo
	Broche Adulto	CT-SPO2-160
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-162
	Universal Y	CT-SPO2-164
	Soft Adulto	CT-SPO2-166
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-168


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Edan/Leex</b>	Technological Nellcor No Oximax, M3, M3A, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, IM80/H100B; Edan Oximetry, M50, M80, IM9, IM9A, IM50, IM80, IM70 (No-Oximax)	
	Tipo	Artículo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-349


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Edan/Leex</b>	H100B, H100 - Tecnología BCI	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-319

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Edan/Leex</b>	Elite V5 ,Elite V6, Elite V8, IV12, IV15, IM20	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-380
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-382
	Universal Y	CT-SPO2-384
	Soft Adulto	CT-SPO2-386
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-388


### 3.1.23 Electromedik


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Electromedik</b>	Jazz Maxx (Tecnología Contec)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-490
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-492
	Universal Y	CT-SPO2-494
	Soft Adulto	CT-SPO2-496
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-498

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Electromedik</b>	Jazz (Tecnología BCI)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-501
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-503
	Universal Y	CT-SPO2-505
	Soft Adulto	CT-SPO2-507
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-509


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Electromedik</b>	Jazz (Tecnología BCI)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-500
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-502
	Universal Y	CT-SPO2-504
	Soft Adulto	CT-SPO2-506
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-508


## 3.1.24 E&amp;M

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>E&amp;M</b>	Toda la línea - Tecnología BCI	
	Tipo	Artículo
	Broche Adulto	CT-SPO2-310
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-312
	Universal Y	CT-SPO2-314
	Soft Adulto	CT-SPO2-316
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-318


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>E&amp;M</b>	Toda la línea - Tecnología BCI	
	Tipo	Artículo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-319


## 3.1.25 Feas

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Feas</b>	Tecnología Palco	
	Tipo	Artículo
	Broche Adulto	CT-SPO2-250
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-252
	Universal Y	CT-SPO2-254
	Soft Adulto	CT-SPO2-256
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-258


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Feas</b>	Tecnología Palco	
	Tipo	Artículo
	Broche Adulto	CT-SPO2-251
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-253
	Universal Y	CT-SPO2-255
	Soft Adulto	CT-SPO2-257
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-259




Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Feas</b>	Multipar, 6000, PM9000 - Tecnologia BCI	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-320
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-322
	Universal Y	CT-SPO2-324
	Soft Adulto	CT-SPO2-326
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-328


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Feas</b>	Multipar, 6000, PM9000 - Tecnologia BCI	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-321
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-323
	Universal Y	CT-SPO2-325
	Soft Adulto	CT-SPO2-327
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-329

### 3.1.26 Fukuda


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Fukuda</b>	Tecnologia Nellcor No OxiMax, Fukuda DS5100E, DS5300W, HG302 Module, No-Oximax	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-340
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-342
	Universal Y	CT-SPO2-344
	Soft Adulto	CT-SPO2-346
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-348

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Fukuda</b>	Tecnologia Nellcor No OxiMax, Fukuda DS5100E, DS5300W, HG302 Module, No-Oximax	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


### 3.1.27 GE DATEX - OHMEDA


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>GE Datex - Ohmeda</b>	9100c	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-480
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-482
	Universal Y	CT-SPO2-484
	Soft Adulto	CT-SPO2-486
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-488

### 3.1.28 GE Hellige


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>GE Hellige</b>	Tecnologia Nellcor No OxiMax, Cardiosev, Eagle 1000-3000	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


### 3.1.29 GE Marquette

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>GE Marquette</b>	Cardiolab, Corometrics 120, Corometrics 2120, Dash 3000, Dash 4000, Eagle 1000, Eagle 3000, Eagle 4000, Dash 2000, Mac-Lab, Solar 8000, Solar 8000M, Solar i/9500, GE Responder 2000, Responder 3000, Tram 51, Tram 451N, Tram 851, Tram 851N, Eagle GE, Dash GE, SOLAR GE, TRAM Modular and x50SL Series, GE Carecape B650 – Tecnologia Nellcor No Oximax	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-260
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-262
	Universal Y	CT-SPO2-264
	Soft Adulto	CT-SPO2-266
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-268


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>GE Marquette</b>	Tecnologia Nellcor No OxiMax, Eagle 1000/3000/4000, Dash 2000/3000/4000, Solar 8000/8000M, I/9500(Tram 451/451N), Responder 3000	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


### 3.1.30 General Meditech

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>General Meditech</b>	Sensor con Tecnologia Digital, G3D, G3C, G3F, G3H / G3L Monitores Paciente	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-100
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-102
	Universal Y	CT-SPO2-104
	Soft Adulto	CT-SPO2-106
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-108


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>General Meditech</b>	Sensor con Tecnologia Digital, G3D, G3C, G3F, G3H / G3L Monitores Paciente	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-520
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-522
	Universal Y	CT-SPO2-524
	Soft Adulto	CT-SPO2-526
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-528


### 3.1.31 Getemed


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Getemed</b>	Tecnologia Nellcor No OxiMax, Vitalguard VG3100, VG310	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-340
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-342
	Universal Y	CT-SPO2-344
	Soft Adulto	CT-SPO2-346
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-348


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Getemed</b>	Tecnologia Nellcor No OxiMax, Vitalguard VG3100, VG310	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349

## 3.1.32 GoldWay


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>GoldWay</b>	Tecnologia Nellcor No oximax, T4000A, UT4000C, UT4000E, UT4000F, UT4000APro, UT4000FPro, UT6000A; UT4000A, UT4000B, UT4000F, UT4000ACS	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>GoldWay</b>	Tecnologia BCI, UT4000A (BCI DB9)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-319


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>GoldWay</b>	Goldway G40, G30, G60, G70, G80, G30E, G40E, G60E	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-270
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-272
	Universal Y	CT-SPO2-274
	Soft Adulto	CT-SPO2-276
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-278

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>GoldWay</b>	4000F	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-040
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-042
	Universal Y	CT-SPO2-044
	Soft Adulto	CT-SPO2-046
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-048


## 3.1.33 Guoteng


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Guoteng</b>	GT3000, GT5000, GT6000, GT7000, GT9000, GT9002, GT9000A, GT9000F	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-100
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-102
	Universal Y	CT-SPO2-104
	Soft Adulto	CT-SPO2-106
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-108

Compatible	<b>Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)</b>	
<b>Guoteng</b>	Tecnologia Nellcor No oximax, PM300	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-340
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-342
	Universal Y	CT-SPO2-344
	Soft Adulto	CT-SPO2-346
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-348


Compatible	<b>Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)</b>	
<b>Guoteng</b>	Tecnologia Nellcor No oximax, PM300	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


### 3.1.34 Healthdyne

Compatible	<b>Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)</b>	
<b>Healthdyne</b>	8500, 2500, 9840, Avant 4000, 9600, 9700, Avant 2120, PulseSense model 7500, 7500FO, 8600	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-190
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-192
	Universal Y	CT-SPO2-194
	Soft Adulto	CT-SPO2-196
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-198


Compatible	<b>Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)</b>	
<b>Healthdyne</b>	8500, 2500, 9840, Avant 4000, 9600, 9700, Avant 2120, PulseSense model 7500, 7500FO, 8600	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-191
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-193
	Universal Y	CT-SPO2-195
	Soft Adulto	CT-SPO2-197
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-199

### 3.1.35 Hewlett Packard/Philips Medical

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Hewlett Packard/Philips Medical</b>	78352A, 78352C, 78354A, 78354C, 78834C, Merlin: M1020A, M1024A, 1025A/B, M1092A, M1094B, M1190A, M1205A, M1025B, M1350B, M1722A, M1722B, M1732A, M1372B, M2475B, M3046A, Mirable system, Viridia A1/A3 (Direct Connect ), Agilent V24, Viridia 24C, Codemaster, HeartStart XL, Agilent 50 XM Fetal Monitor. – Tecnología No Oximax	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-050
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-052
	Universal Y	CT-SPO2-054
	Soft Adulto	CT-SPO2-056
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-058

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Hewlett Packard/Philips Medical</b>	C1, C3, M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, M1191A, M2601A, M3000A/B, M3500B, M4735A, VM4, VM6, VM8, HeartStart MRx / SureSigns VS2, VS3, HP Viridia 24C, Philips HeartStart debrillator / IntelliVue; Solaris NT2A, NT2C. EFFICIA DFM100, Efficia DFM100	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-270
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-272
	Universal Y	CT-SPO2-274
	Soft Adulto	CT-SPO2-276
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-278

### 3.1.36 HWATIME


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>HWATIME</b>	H8	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-460
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-462
	Universal Y	CT-SPO2-464
	Soft Adulto	CT-SPO2-466
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-468


### 3.1.37 Innomed

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Innomed</b>	Todos los Modelos (Nonin DB9)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-190
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-192
	Universal Y	CT-SPO2-194
	Soft Adulto	CT-SPO2-196
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-198


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Innomed</b>	Todos los Modelos (Nonin DB9)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-191
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-193
	Universal Y	CT-SPO2-195
	Soft Adulto	CT-SPO2-197
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-199

### 3.1.38 Invivo / MDE


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Invivo / MDE</b>	4500, 4500 Plus, Millennia, Omega 1445, Omni-Trak TVS, Sat Scout	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-220
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-222
	Universal Y	CT-SPO2-224
	Soft Adulto	CT-SPO2-226
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-228

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Invivo / MDE</b>	Escort 1, Escort 300; 20300, 20401, 20403, Prism; Escort 100,300A, OPT11A	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-290
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-292
	Universal Y	CT-SPO2-294
	Soft Adulto	CT-SPO2-296
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-298


### 3.1.39 IVI Biomedical

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>IVI Biomedical</b>	405A, 405D; 405P, 405T, Vital-Guard 450 CN - Nellcor No oximax	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


### 3.1.40 Kontron


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Kontron</b>	7138, 7840, 7845, Minimon 7137 / 7337, Micromon, Supermon, Kolormon, Trakmon	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-130
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-132
	Universal Y	CT-SPO2-134
	Soft Adulto	CT-SPO2-136
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-138

### 3.1.41 KTMED

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>KTMED</b>	Tecnologia Nellcor No OxiMax, Toda la lineas	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-290
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-292
	Universal Y	CT-SPO2-294
	Soft Adulto	CT-SPO2-296
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-298


### 3.1.42 Magna Medical


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Magna Medical</b>	Mon-Mtek-30, 33, 35, 40, 85, 1200, 1201, 1300, 1401, 1406, 1411, 1413, 1501, 1503, Mon-Mtek-MOD2, MOD03	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-310
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-312
	Universal Y	CT-SPO2-314
	Soft Adulto	CT-SPO2-316
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-318

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Magna Medical</b>	Mon-Mtek-30, 33, 35, 40, 85, 1200, 1201, 1300, 1401, 1406, 1411, 1413, 1501, 1503, Mon-Mtek-MOD2, MOD03	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-319





### 3.1.43 Medical Systems


Compatible		Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
		Tecnología BCI, 5001	
		<b>Magna Medical</b>	
		Tipo	Articulo
		Broche Adulto	CT-SPO2-310
		Broche Pediatrico	CT-SPO2-312
		Universal Y	CT-SPO2-314
		Soft Adulto	CT-SPO2-316
		Soft Pediatrico	CT-SPO2-318

Compatible		Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
		Tecnología BCI, 5001	
		<b>Magna Medical</b>	
		Tipo	Articulo
		Broche Adulto	CT-SPO2-311
		Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
		Universal Y	CT-SPO2-315
		Soft Adulto	CT-SPO2-317
		Soft Pediatrico	CT-SPO2-319


### 3.1.44 Medix


Compatible		Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
		OXI3 Plus - Tecnología BCI	
		<b>Medix</b>	
		Tipo	Articulo
		Broche Adulto	CT-SPO2-310
		Broche Pediatrico	CT-SPO2-312
		Universal Y	CT-SPO2-314
		Soft Adulto	CT-SPO2-316
		Soft Pediatrico	CT-SPO2-318

Compatible		Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
		OXI3 Plus - Tecnología BCI	
		<b>Medix</b>	
		Tipo	Articulo
		Broche Adulto	CT-SPO2-311
		Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
		Universal Y	CT-SPO2-315
		Soft Adulto	CT-SPO2-317
		Soft Pediatrico	CT-SPO2-319


Compatible		Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
		9000A	
		<b>Medix</b>	
		Tipo	Articulo
		Broche Adulto	CT-SPO2-330
		Broche Pediatrico	CT-SPO2-332
		Universal Y	CT-SPO2-334
		Soft Adulto	CT-SPO2-336
		Soft Pediatrico	CT-SPO2-338


## 3.1.45 Medlab

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Medlab</b>	NANOX 10 POX 10 Perarl 10 (BCI module)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-330
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-332
	Universal Y	CT-SPO2-334
	Soft Adulto	CT-SPO2-336
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-338


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Medlab</b>	NANOX 10 POX 10 Perarl 10; Nanox 2 - Tecnologia BCI, 5001	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-319


## 3.1.46 Mek


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Mek</b>	MP100, MP110, MP400, MP500 ,MP600, MP1000.	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-450
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-452
	Universal Y	CT-SPO2-454
	Soft Adulto	CT-SPO2-456
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-458


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Mek</b>	MP100, MP110, MP400, MP500 ,MP600, MP1000.	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-451
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-453
	Universal Y	CT-SPO2-455
	Soft Adulto	CT-SPO2-457
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-459

## 3.1.47 Mennen


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Mennen</b>	Horizon XL (Ohmeda SpO2)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-140
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-142
	Universal Y	CT-SPO2-144
	Soft Adulto	CT-SPO2-146
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-148


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Mennen</b>	Sensor con Tecnologia Digital - Enmove 1000, Mercury;	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-100
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-102
	Universal Y	CT-SPO2-104
	Soft Adulto	CT-SPO2-106
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-108

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Mennen</b>	Tecnologia Nellcor No oximax, Envoy; Horizon 1100, 2000XL, Mercury 1200, MR1300, MR1303; Horizon XL (Nellcor® SpO2),	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-340
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-342
	Universal Y	CT-SPO2-344
	Soft Adulto	CT-SPO2-346
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-348


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Mennen</b>	Tecnologia Nellcor No oximax, Envoy; Horizon 1100, 2000XL, Mercury 1200, MR1300, MR1303; Horizon XL (Nellcor® SpO2),	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


### 3.1.48 Micromedical


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Micromedical</b>	Toda la línea - Tecnologia BCI	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-320
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-322
	Universal Y	CT-SPO2-324
	Soft Adulto	CT-SPO2-326
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-328

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Micromedical</b>	Toda la línea - Tecnología BCI	
	Tipo	Artículo
	Broche Adulto	CT-SPO2-321
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-323
	Universal Y	CT-SPO2-325
	Soft Adulto	CT-SPO2-327
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-329


### 3.1.49 Mindray


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Mindray</b>	PM 600, PM 6000 (New), PM 7000, 6201, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, MEC 100, MEC 200, MEC 1000, MEC 1200, MEC 2000, 809B, VS 800; Kontron: 7138, 7840, 7845; Medec: MEDEC-1000, M-1000, M-1100; Creative: PC9000, UP6000	
	Tipo	Artículo
	Broche Adulto	CT-SPO2-160
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-162
	Universal Y	CT-SPO2-164
	Soft Adulto	CT-SPO2-166
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-168


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Mindray</b>	Tecnología Nellcor No OxiMax, Sensor Corto Nellcor, Benevision N15. PM 600, PM 6000 (New), PM 7000, 6201, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, MEC 100, MEC 200, MEC 1000, MEC 1200, MEC 2000, 809B, VS 800; Kontron: 7138, 7840, 7845; Medec: MEDEC-1000, M-1000, M-1100; Creative: PC9000, UP6000, BeneView T5, Beneview T8 , Beneview T1, iPM-8900, iPM9800, iPM2, iPM12, iPM10, iPM8, iMEC12, iMEC10, iMEC8, UMEC10, UMEC12, EPM-10M, EPM-12M, SERIE EPM, PM60	
	Tipo	Artículo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-349

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Mindray</b>	BeneView T5, Beneview T8 , Beneview T1, iPM-8900, iPM9800, iPM2, iPM12, iPM10, iPM8, iMEC12, iMEC10, iMEC8, UMEC10, UMEC12, EPM-10M, EPM-12M, SERIE EPM	
	Tipo	Artículo
	Broche Adulto	CT-SPO2-380
	Broche Pediátrico	CT-SPO2-382
	Universal Y	CT-SPO2-384
	Soft Adulto	CT-SPO2-386
	Soft Pediátrico	CT-SPO2-388


### 3.1.50 Nellcor

Compatible	<b>Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)</b>	
<b>Nellcor</b>	NPB 40, NPB20, NPB75, NPB180, NPB185, NPB190, NPB195, NPB290, NPB295, NPB395, NPB 3000-3100, Symphony, NPB 3900, NPB 4000 (Nellcor Non-Oximax)	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-340
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-342
	Universal Y	CT-SPO2-344
	Soft Adulto	CT-SPO2-346
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-348


Compatible	<b>Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)</b>	
<b>Nellcor</b>	NPB 40, NPB20, NPB75, NPB180, NPB185, NPB190, NPB195, NPB290, NPB295, NPB395, NPB 3000-3100, Symphony, NPB 3900, NPB 4000 (Nellcor Non-Oximax)	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


Compatible	<b>Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)</b>	
<b>Nellcor</b>	Nellcor: NPB- 290, NPB-295, N-390, N-395, N-595, N-3000, N-6000, NPB-290, NPB- 295, N-390, N-395, N-3000, N-6000;	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-290
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-292
	Universal Y	CT-SPO2-294
	Soft Adulto	CT-SPO2-296
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-298


### 3.1.51 Nellcor OxiMax


Compatible	<b>Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)</b>	
<b>Nellcor</b>	N 45, N 65, N 85, N550, N560, N595, N600, N751, N5500, NPB 40, NPB 75, NPB 195; Collin; GE Dinamap, Compact Dinamap MPS; All Welch Allyn; DS100; DS100A, N-600X, Covidien Bedside. PM10N (Tecnología Oximax.)	
	<b>Tipo</b>	<b>Articulo</b>
	Broche Adulto	CT-SPO2-351
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-353
	Universal Y	CT-SPO2-355
	Soft Adulto	CT-SPO2-357
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-359

## 3.1.52 Nihon Kohden


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Nihon Kohden</b>	AL-800PA Module, BSM-1101 Life Scope EC, BSM-2101/2 Life Scope L, BSM-3101 Life Scope LC, BSM-7100/7200 Life Scope 8, BSM-8200/1 Life Scope 12, BSM-8301/2 Life Scope 9, SM-8800 Life Scope 14, OLV-1100A, NT3B	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-110
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-112
	Universal Y	CT-SPO2-114
	Soft Adulto	CT-SPO2-116
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-118


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Nihon Kohden</b>	BSM-2300, BSM-4100, BSM-5100, BSM 4104A, 4114A - No Oximax	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-291
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-293
	Universal Y	CT-SPO2-295
	Soft Adulto	CT-SPO2-297
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-299

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Nihon Kohden</b>	BSM-1102 LifeScope EC, BSM-2304 iPro (LifeScope i), BSM-4102 Procyon LT (LifeScope P), Nihon Kohden:BSM-4104 Procyon (LifeScope P), BSM-4112 Procyon LT (LifeScope P), BSM-4114 Procyon (LifeScope P), BSM-9510 LifeScope M (Nellcor® SpO2), OGS-2000 PocketCare (Nellcor® SpO2)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Soft Adulto	CT-SPO2-343
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-345
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-347
	Universal Y	CT-SPO2-349


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2,8mts.)												
<b>Nihon Kohden</b>	Tecnología Novamatrix 2303 Life Scope I, 2353 Life Scope L, 4103, 4111, 4113 Life Scope P, 5135 Life Scope A, BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, BSM-2301A, BSM-2351, BSM-4100 Life Scope P, BSM-4101, BSM-5100 Life Scope A, BSM-5105, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, Life Scope TR, BSM3000, BSM3763, BSM1763, VISMO												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Articulo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broche Adulto</td> <td>CT-SPO2-411</td> </tr> <tr> <td>Soft Adulto</td> <td>CT-SPO2-412</td> </tr> <tr> <td>Broche Pediatrico</td> <td>CT-SPO2-413</td> </tr> <tr> <td>Soft Pediatrico</td> <td>CT-SPO2-414</td> </tr> <tr> <td>Universal Y</td> <td>CT-SPO2-415</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Articulo	Broche Adulto	CT-SPO2-411	Soft Adulto	CT-SPO2-412	Broche Pediatrico	CT-SPO2-413	Soft Pediatrico	CT-SPO2-414	Universal Y
Tipo	Articulo												
Broche Adulto	CT-SPO2-411												
Soft Adulto	CT-SPO2-412												
Broche Pediatrico	CT-SPO2-413												
Soft Pediatrico	CT-SPO2-414												
Universal Y	CT-SPO2-415												

### 3.1.53 Nonin


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)												
<b>Nonin</b>	Avant 2120, Avant 4000, 7500, 8000 J-3, 8500, 8550, 8600, 8700, 8800, 2500, 2500A, 9840, 9600, 9700, 2120, 7500, 8600, Respironics 902M, Plus, Lifesense / PureSAT												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Articulo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broche Adulto</td> <td>CT-SPO2-190</td> </tr> <tr> <td>Broche Pediatrico</td> <td>CT-SPO2-192</td> </tr> <tr> <td>Universal Y</td> <td>CT-SPO2-194</td> </tr> <tr> <td>Soft Adulto</td> <td>CT-SPO2-196</td> </tr> <tr> <td>Soft Pediatrico</td> <td>CT-SPO2-198</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Articulo	Broche Adulto	CT-SPO2-190	Broche Pediatrico	CT-SPO2-192	Universal Y	CT-SPO2-194	Soft Adulto	CT-SPO2-196	Soft Pediatrico
Tipo	Articulo												
Broche Adulto	CT-SPO2-190												
Broche Pediatrico	CT-SPO2-192												
Universal Y	CT-SPO2-194												
Soft Adulto	CT-SPO2-196												
Soft Pediatrico	CT-SPO2-198												

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)												
<b>Nonin</b>	Avant 2120, Avant 4000, 7500, 8000 J-3, 8500, 8550, 8600, 8700, 8800, 2500, 2500A, 9840, 9600, 9700, 2120, 7500, 8600, Respironics 902M, Plus, Lifesense / PureSAT												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Articulo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broche Adulto</td> <td>CT-SPO2-191</td> </tr> <tr> <td>Broche Pediatrico</td> <td>CT-SPO2-193</td> </tr> <tr> <td>Universal Y</td> <td>CT-SPO2-195</td> </tr> <tr> <td>Soft Adulto</td> <td>CT-SPO2-197</td> </tr> <tr> <td>Soft Pediatrico</td> <td>CT-SPO2-199</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Articulo	Broche Adulto	CT-SPO2-191	Broche Pediatrico	CT-SPO2-193	Universal Y	CT-SPO2-195	Soft Adulto	CT-SPO2-197	Soft Pediatrico
Tipo	Articulo												
Broche Adulto	CT-SPO2-191												
Broche Pediatrico	CT-SPO2-193												
Universal Y	CT-SPO2-195												
Soft Adulto	CT-SPO2-197												
Soft Pediatrico	CT-SPO2-199												


### 3.1.54 Novamatrix


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)												
<b>Novamatrix</b>	505, 510, 511, 515, 515A, 515B, 515C, 520, 520A, 2001, 7000, 7100, Oxypleth												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Articulo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broche Adulto</td> <td>CT-SPO2-060</td> </tr> <tr> <td>Broche Pediatrico</td> <td>CT-SPO2-062</td> </tr> <tr> <td>Universal Y</td> <td>CT-SPO2-064</td> </tr> <tr> <td>Soft Adulto</td> <td>CT-SPO2-066</td> </tr> <tr> <td>Soft Pediatrico</td> <td>CT-SPO2-068</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Articulo	Broche Adulto	CT-SPO2-060	Broche Pediatrico	CT-SPO2-062	Universal Y	CT-SPO2-064	Soft Adulto	CT-SPO2-066	Soft Pediatrico
Tipo	Articulo												
Broche Adulto	CT-SPO2-060												
Broche Pediatrico	CT-SPO2-062												
Universal Y	CT-SPO2-064												
Soft Adulto	CT-SPO2-066												
Soft Pediatrico	CT-SPO2-068												

### 3.1.55 Ohmeda

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)												
<b>Ohmeda</b>	Ahmed 3700, 3710, 3770, 3775, 3740, 3760, 3800, 4700, 5250 RGM, Rascal II, BIOX3740. Datex Ohmeda Tu Sat 3775, 37xx Series, 3800, 3900, 3900P, 4700 and 5250 respiratory gas monitors Cardiocap/5 with N-XOSAT option, S/5, A S / 3 , C S / 3 M o d u l a r Monitors with M- OSAT module, Modulus CD; GE 7000 Series, Corometrics 511, TRAM A.R., OXY-W4-H, 200 SL, 400 SL, 600SL, 800A, 800 SL ; Mennen: Horizon XL800. (Ohmeda Tech.)												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Articulo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broche Adulto</td> <td>CT-SPO2-140</td> </tr> <tr> <td>Broche Pediatrico</td> <td>CT-SPO2-142</td> </tr> <tr> <td>Universal Y</td> <td>CT-SPO2-144</td> </tr> <tr> <td>Soft Adulto</td> <td>CT-SPO2-146</td> </tr> <tr> <td>Soft Pediatrico</td> <td>CT-SPO2-148</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Articulo	Broche Adulto	CT-SPO2-140	Broche Pediatrico	CT-SPO2-142	Universal Y	CT-SPO2-144	Soft Adulto	CT-SPO2-146	Soft Pediatrico
Tipo	Articulo												
Broche Adulto	CT-SPO2-140												
Broche Pediatrico	CT-SPO2-142												
Universal Y	CT-SPO2-144												
Soft Adulto	CT-SPO2-146												
Soft Pediatrico	CT-SPO2-148												


### 3.1.56 Pace Tech / Generra


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)												
<b>Pace Tech / Generra</b>	Pace Tech, (except Vitalmax 88 c/Nellcor), Generra: 710, 200, 300, 400, 810, 530												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Articulo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broche Adulto</td> <td>CT-SPO2-080</td> </tr> <tr> <td>Broche Pediatrico</td> <td>CT-SPO2-082</td> </tr> <tr> <td>Universal Y</td> <td>CT-SPO2-084</td> </tr> <tr> <td>Soft Adulto</td> <td>CT-SPO2-086</td> </tr> <tr> <td>Soft Pediatrico</td> <td>CT-SPO2-088</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Articulo	Broche Adulto	CT-SPO2-080	Broche Pediatrico	CT-SPO2-082	Universal Y	CT-SPO2-084	Soft Adulto	CT-SPO2-086	Soft Pediatrico
Tipo	Articulo												
Broche Adulto	CT-SPO2-080												
Broche Pediatrico	CT-SPO2-082												
Universal Y	CT-SPO2-084												
Soft Adulto	CT-SPO2-086												
Soft Pediatrico	CT-SPO2-088												

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)												
<b>Pace Tech / Generra</b>	Vitalmax 800 Series (black face, Nellcor® SpO2)												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Articulo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broche Adulto</td> <td>CT-SPO2-341</td> </tr> <tr> <td>Broche Pediatrico</td> <td>CT-SPO2-343</td> </tr> <tr> <td>Universal Y</td> <td>CT-SPO2-345</td> </tr> <tr> <td>Soft Adulto</td> <td>CT-SPO2-347</td> </tr> <tr> <td>Soft Pediatrico</td> <td>CT-SPO2-349</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Articulo	Broche Adulto	CT-SPO2-341	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343	Universal Y	CT-SPO2-345	Soft Adulto	CT-SPO2-347	Soft Pediatrico
Tipo	Articulo												
Broche Adulto	CT-SPO2-341												
Broche Pediatrico	CT-SPO2-343												
Universal Y	CT-SPO2-345												
Soft Adulto	CT-SPO2-347												
Soft Pediatrico	CT-SPO2-349												





### 3.1.57 Physio Control / Meditronic


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Physio Control / Meditronic</b>	Lifepack 12 (Nellcor Non-Oximax)	
		
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-340
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-342
	Universal Y	CT-SPO2-344
	Soft Adulto	CT-SPO2-346
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-348

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Physio Control / Meditronic</b>	Lifepack 12 (Nellcor Non-Oximax)	
		
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


### 3.1.58 RGB Medical


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>RGB Medical</b>	3100, 3101, 3300, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100 Advisor ,Autocorr, MiniTorr, Mini Torr Plus	
		
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-310
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-312
	Universal Y	CT-SPO2-314
	Soft Adulto	CT-SPO2-316
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-318

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>RGB Medical</b>	3100, 3101, 3300, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100 Advisor ,Autocorr, MiniTorr, Mini Torr Plus	
		
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-319


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>RGB Medical</b>	RGB Medical Omicrom FT, Omicrom Premium	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-330
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-332
	Universal Y	CT-SPO2-334
	Soft Adulto	CT-SPO2-336
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-338


### 3.1.59 Rhomicron

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Rhomicron</b>	Toda la línea - Tecnología BCI	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-320
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-322
	Universal Y	CT-SPO2-324
	Soft Adulto	CT-SPO2-326
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-328


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Rhomicron</b>	Toda la línea - Tecnología BCI	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-321
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-323
	Universal Y	CT-SPO2-325
	Soft Adulto	CT-SPO2-327
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-329


### 3.1.60 Rossmax Medical

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Rossmax Medical</b>	Palpus SB210	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-340
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-342
	Universal Y	CT-SPO2-344
	Soft Adulto	CT-SPO2-346
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-348


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Rossmax Medical</b>	Palpus SB210	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


### 3.1.61 Schiller ODM/Bruker

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Schiller/Bruker</b>	Tecnologia BCI	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-310
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-312
	Universal Y	CT-SPO2-314
	Soft Adulto	CT-SPO2-316
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-318


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Schiller/Bruker</b>	Tecnologia BCI	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-319


### 3.1.62 Sensormed


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Sensormed</b>	Toda la línea - Tecnologia BCI	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-310
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-312
	Universal Y	CT-SPO2-314
	Soft Adulto	CT-SPO2-316
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-318

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Sensormed</b>	Toda la línea - Tecnologia BCI	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-319


## 3.1.63 Siemens

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Siemens</b>	Sirecust 630, Sirecust 700, Sirecust 732, Sirem SpO2 Module, SC 6002 XL, 7000, 8000, 9000 XL.	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-240
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-242
	Universal Y	CT-SPO2-244
	Soft Adulto	CT-SPO2-246
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-248


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Siemens</b>	Vitalert 1000, Icerio; Narkomed-Oxysat 2 (Nellcor Non-Oximax)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Siemens</b>	Oxipac 2000,2500(BCI)-conexion directa	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-319


## 3.1.64 Siemens - Drager


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Siemens</b>	Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Gamma, Infinity Gamma X, Infinity Gamma XL, Infinity Kappa, Infinity Kappa XLT, Infinity Vista, Infinity Vista XL, SC6000, SC6002XL, SC7000, SC8000, SC9000, SC9000X	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-440
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-442
	Universal Y	CT-SPO2-444
	Soft Adulto	CT-SPO2-446
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-448


### 3.1.65 Simed


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Simed</b>	Baxter ASAT; Simed: S-50 Simed: S-100; Simed S-100E	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-090
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-092
	Universal Y	CT-SPO2-094
	Soft Adulto	CT-SPO2-096
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-098


### 3.1.66 Spacelabs


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Spacelabs</b>	90351-D/G, 90369, 9046, 90466, 90467, 90489, 90651-07/08, 90419-01, 90651A-07; Nico Cardiopulmonary.	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-060
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-062
	Universal Y	CT-SPO2-064
	Soft Adulto	CT-SPO2-066
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-068

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Spacelabs</b>	Spacelabs 90351-0/6, 90303A, 90308, 90309, 90465, 90466 (Nellcor SpO2), 90467 (Nellcor SpO2), 90489 (Nellcor SpO2), 90651A-08, IM77, PC express (direct connect), PC Scout.	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-150
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-152
	Universal Y	CT-SPO2-154
	Soft Adulto	CT-SPO2-156
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-158

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Spacelabs</b>	SPACELABS: 1050, 1600, 1700, 90367, 90369, 90469, 90496, Ultraview, 91220, 91369, mCare 300, QUBE, Xprezzon	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-280
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-282
	Universal Y	CT-SPO2-284
	Soft Adulto	CT-SPO2-286
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-288

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Spacelabs</b>	PRO2(BCI)	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-311
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
	Universal Y	CT-SPO2-315
	Soft Adulto	CT-SPO2-317
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-319

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Spacelabs</b>	90351-0/6, 90465 (Nellcor® SpO2), 90466 (Nellcor® SpO2), 90467 (Nellcor® SpO2), 90489 (Nellcor® SpO2), 90496/90369/90367 Ultraview (Nellcor® SpO2), 90651A-08:IM77, Elance 93300 - Tecnologia Nellcor No Oximax	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2,8mts.)	
<b>Spacelabs</b>	90351-0/6, 90465 (Nellcor® SpO2), 90466 (Nellcor® SpO2), 90467 (Nellcor® SpO2), 90489 (Nellcor® SpO2), 90496/90369/90367 Ultraview (Nellcor® SpO2), 90651A-08:IM77, Elance 93300- Tecnologia Nellcor No Oximax	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-340
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-342
	Universal Y	CT-SPO2-344
	Soft Adulto	CT-SPO2-346
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-348

### 3.1.67 Unicare / Hexin Zondan / Mediblu / DST

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Unicare / Hexin Zondan / Mediblu / DST</b>	Sensor con Tecnologia Digital	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-100
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-102
	Universal Y	CT-SPO2-104
	Soft Adulto	CT-SPO2-106
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-108


### 3.1.68 Votem


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Votem</b>	Modelos con Tecnologia Nellcor No Oximax	
	Tipo	Articulo

	Broche Adulto	CT-SPO2-340
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-342
	Universal Y	CT-SPO2-344
	Soft Adulto	CT-SPO2-346
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-348


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Votem</b>	Modelos con Tecnologia Nellcor No Oximax	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


### 3.1.69 Welch Allyn (Protocol)


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<b>Welch Allyn (Protocol)</b>	Atlas (Nellcor® SpO2), Propaq CS (Nellcor® SpO2), Propaq 106- EL, 202-EL, 204-EL, 206-EL, Micropaq (Nellcor® SpO2), Spot Vital Signs, Vital Signs (non-OxiMax®), 622/NO-NP, 623/SP-NP, 652 NOO-NOp-NTO-NTP	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-340
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-342
	Universal Y	CT-SPO2-344
	Soft Adulto	CT-SPO2-346
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-348

Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<b>Welch Allyn (Protocol)</b>	Atlas (Nellcor® SpO2), Propaq CS (Nellcor® SpO2), Propaq 106- EL, 202-EL, 204-EL, 206-EL, Micropaq (Nellcor® SpO2), Spot Vital Signs, Vital Signs (non-OxiMax®), 622/NO-NP, 623/SP-NP, 652 NOO-NOp-NTO-NTP	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
	Soft Pediatrico	CT-SPO2-349


## 3.1.70 Marcas Varias


Compatible		Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
	<b>Tipo BCI</b>	<b>Corplus:</b> 08/16 BCI Module, <b>Digicare:</b> Digioxi920, PO930, Oxitrace, Digimax, Digimax 5500, <b>Envitec:</b> Pulsiquant 8040, Oxipen mit F-3227, <b>Elmed:</b> PSO 1000, <b>Lynn Medical:</b> All models, <b>Med Air AB:</b> Lifesense, Plusesense, <b>Moriya:</b> SD Series, <b>Weinmann:</b> Oxycount Mini	
		Tipo	Articulo
		Broche Adulto	CT-SPO2-310
		Broche Pediatrico	CT-SPO2-312
		Universal Y	CT-SPO2-314
		Soft Adulto	CT-SPO2-316
Soft Pediatrico	CT-SPO2-318		

Compatible		Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
	<b>Tipo BCI</b>	<b>Corplus:</b> 08/16 BCI Module, <b>Digicare:</b> Digioxi920, PO930, Oxitrace, Digimax, Digimax 5500, <b>Envitec:</b> Pulsiquant 8040, Oxipen mit F-3227, <b>Elmed:</b> PSO 1000, <b>Lynn Medical:</b> All models, <b>Med Air AB:</b> Lifesense, Plusesense, <b>Moriya:</b> SD Series, <b>Weinmann:</b> Oxycount Mini, <b>INFUNIX:</b> (SENSOR CORTO)	
		Tipo	Articulo
		Broche Adulto	CT-SPO2-311
		Broche Pediatrico	CT-SPO2-313
		Universal Y	CT-SPO2-315
		Soft Adulto	CT-SPO2-317
Soft Pediatrico	CT-SPO2-319		

Compatible		Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
	<b>Tipo Nellcor</b>	<b>Baxter:</b> Baxter Tecnologia Nellcor No OxiMax, CX100 (Non-Oximax), <b>Corplus:</b> 08/16(M) Nellcor module, <b>Creative:</b> UP-6000, PC-9000, <b>Dima(Italia):</b> Nellcor Non-Oximax, Todos los Modelos, <b>Gambro:</b> BP806 (nellcor no-Oximax), <b>Medsouce:</b> BPM 200	
		Tipo	Articulo
		Broche Adulto	CT-SPO2-340
		Broche Pediatrico	CT-SPO2-342
		Universal Y	CT-SPO2-344
		Soft Adulto	CT-SPO2-346
Soft Pediatrico	CT-SPO2-348		




Compatible	Sensor SpO2 Reusable Corto (Largo del cable 0,9mts.)	
<p style="text-align: center;"><b>Tipo Nellcor</b></p> 	<b>Baxter:</b> Baxter Tecnologia Nellcor No OxiMax, <b>Charmcare:</b> CX100 (Non-Oximax), <b>Corpuls:</b> 08/16(M) Nellcor module, <b>Creative:</b> UP-6000, PC- 9000; <b>Dima(Italia):</b> Nellcor Non-Oximax, Todos los Modelos, <b>Gambro:</b> BP806 (nellcor no-Oximax), <b>Medsouce:</b> BPM 200	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-341
	Broke Pediatrico	CT-SPO2-343
	Universal Y	CT-SPO2-345
	Soft Adulto	CT-SPO2-347
Soft Pediatrico	CT-SPO2-349	


Compatible	Sensor SpO2 Reusable Largo (Largo del cable 2.8mts.)	
<p style="text-align: center;"><b>Tipo BCI</b></p> 	<b>Aquiron:</b> Serena MX, <b>Armstrong:</b> Armstrong AD-900, 1000, 2000, 3000, 4000, <b>Digicare:</b> Digimax 5500, <b>Takaoka:</b> Takaoka 9504, 9504 ECG, Oxipani, Oxifast	
	Tipo	Articulo
	Broche Adulto	CT-SPO2-330
	Broche Pediatrico	CT-SPO2-332
	Universal Y	CT-SPO2-334
	Soft Adulto	CT-SPO2-336
Soft Pediatrico	CT-SPO2-338	



## IV SpO2 - Extensiones

### 4.1 Compatibilidades por Marca



#### 4.1.1 CardioTecnica



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<p style="text-align: center;"><b>CardioTecnica</b></p> 	OXI-301, OXI-4XX, MA4XX, OXI601	
	Conector al Equipo	Conector al Sensor
		Articulo
		CT-SPOE-001

Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<p style="text-align: center;"><b>CardioTecnica</b></p> 	OXI-4XX, MA4XX (DIGITAL)	
	Conector al Equipo	Conector al Sensor
		Articulo
		CT-SPOE-002



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	MA507, MA512	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-003

#### 4.1.2 BCI



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>BCI</b>	3100, 3101, 3180, 3300, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3400, 3401, 3403, Capnocheck 9004, Spectro 2, 10, 20, 30, SurgiVet;	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-001



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>BCI</b>	3180, 3300, 3404, 3444, 6100, 9100, Advisor ,Autocorr, MiniTorr, Mini Torr Plus	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-004

#### 4.1.3 BLT



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>BLT</b>	M7000, M7000Vet	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-005

#### 4.1.4 Choice Med



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Choice Med</b>	Todos con redel 5 contactos	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-006



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Choice Med</b>	MD300A, MD6000DP-M12, MA6000DP-M7, MD6000DP-M3/P61/S61, MMED6000DP	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Artículo
		CT-SPOE-007

#### 4.1.5 Contec



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Contec</b>	CMS6000 / 6800 / 7000 / 7000Plus / 8000 / 9000 / 9200 / 9200Plus / 60D / 60C - Tecnología Digital	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Artículo
		CT-SPOE-008

#### 4.1.6 Criticare



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Criticare</b>	Scholar, Poet (602-3A), 1100, 2200, 500, 500A, 501, 502 series, 503, 504, 504/P, 504O/P, 504US/P, 507, 507E/P/R, 507/S, 507SD, 5070/P, 508, 509, 581	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Artículo
		CT-SPOE-009

Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Criticare</b>	511SD; Criticare: 503DX-W, 503S, 503DX, 503 Spot, Mini Spot, 504DXP, 504DX, 506 series (except 506LN3), 507ELC2, 507EL, 8100 series, Poet Plus, Poet (602-3A)	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Artículo
		CT-SPOE-010



#### 4.1.7 Critikon



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Critikon</b>	Dinamap 8700, 8710, 8720, 8721, 9710, 9700, 8280, Oxysuttle.	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-011

#### 4.1.8 Datex / Ohmeda



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Datex / Ohmeda</b>	Aespire, Aespire 15, AS/3, AS/3 Compact, CS/3, S/5, S/5 Compact, CH/S, CH/2S, CH-RS, CG/2S, Cardiacap I / II/ 5, Capnomac Ultima, Light Monitor, M-NESTPR, Oscar II, OSP-200, Satellite Trans, Satellite, Satellite Plus II, Trans Plus, System 5, ULTS00, OXY-E4-N, ULTSIO, ULTSVI, ULTSVO - Para Sensor DatexCorto	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-012



#### 4.1.9 Edan

Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Edan</b>	M3, M3A, M3B, M8, M8A, M8B, M9, M9A, M50, M80, iM8, iM8A, iM8B, iM9, iM9A, iM50, iM80 Tecnologia No Oximax; Penlon InterMed PM-8000, iM70	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-013



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Edan</b>	IV12, IV15, Elite V8, Elite V6, Elite V5, IM20	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-023

#### 4.1.10 Electromedik



Compatible		Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)		
<b>Electromedik</b>		Jazz Maxx (Tecnología Contec)		
Conector al Equipo		Conector al Sensor		Articulo
				CT-SPOE-030

Compatible		Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)		
<b>Electromedik</b>		Jazz Maxx (Tecnología BCI)		
Conector al Equipo		Conector al Sensor		Articulo
				CT-SPOE-031



#### 4.1.11 Feas



Compatible		Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)		
<b>Feas</b>		Multipar, PM9000 - Tecnología BCI		
Conector al Equipo		Conector al Sensor		Articulo
				CT-SPOE-014

#### 4.1.12 General Meditech



Compatible		Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)		
<b>General Meditech</b>		G3D / G3C / G3F / G3H / G3L		
Conector al Equipo		Conector al Sensor		Articulo
				CT-SPOE-015



#### 4.1.13 Goldway

Compatible		Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)		
<b>Goldway</b>		UT4000A, UT4000B, UT4000F, UT4000CS		
Conector al Equipo		Conector al Sensor		Articulo
				CT-SPOE-016



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Goldway</b>	UT4000F - Redel 7 ctos (Tecnología Oximax)	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-017

#### 4.1.14 Hewlett Packard/Philips Medical





Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Hewlett Packard/Philips Medical</b>	78352A, 78352C, 78354A, 78354C, 78834C, Merlin: M1020A, M1024A, 1025A/B, M1092A, M1094B, M1190A, M1205A, M1025B, M1350B, M1722A, M1722B, M1732A, M1372B, M2475B, M3046A, Mirable system, Viridia A1/A3 (Direct Connect), Agilent V24, Viridia 24C, Codemaster, HeartStart XL, Agilent 50 XM Fetal Monitor. – Tecnología No Oximax	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-018

Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Hewlett Packard/Philips Medical</b>	C1, C3, M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP70, MP80, MP90, M1191A, M2601A, M3000A/B, M3500B, M4735A, VM4, VM6, VM8, HeartStart MRx / SureSigns VS2, VS3, HP Viridia 24C, Philips HeartStart debrillator / IntelliVue; Goldway G40, G30, G660, G70, G80; Solaris NT2A, NT2C. EFFICIA DFM100	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-019





#### 4.1.15 Invivo

Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Invivo</b>	4500, 4500 Plus, Millennia, Omega 1445, Omni-Trak TVS, Sat Scout	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-020





#### 4.1.16 Kontron





Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Kontron</b>	7138, 7840, 7845, Minimon 7137 / 7337, Micromon, Supermon, Kolormon, Trakmon	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-021
		

#### 4.1.17 Medix



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Medix</b>	OXI3	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-001
		



#### 4.1.18 Mindray



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Mindray</b>	PM 600, PM 6000 (New), PM 7000, 6201, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, MEC 100, MEC 200, MEC 1000, MEC 1200, MEC 2000, 809B, VS 800; Kontron: 7138, 7840, 7845; Medec: MEDEC-1000, M-1000, M-1100; Creative: PC9000, UP6000	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-013
		

Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Mindray</b>	BeneView T5, Beneview T8 , Beneview T1, iPM-8900, iPM9800, iPM2, iPM12, iPM10, iPM8, iMEC12, iMEC10, iMEC8 IPM12, UMEC10, UMEC12, EPM-10M, EPM-12M, SERIE EPM	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-023
		



## 4.1.19 Nellcor

Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Nellcor</b>	NPB 40, NPB20, NPB75, NPB180, NPB185, NPB190, NPB195, NPB290, NPB295, NPB395, NPB 3000-3100, Symphony, NPB 3900, NPB 4000 (Nellcor Non-Oximax)	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-001

Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Nellcor</b>	Nellcor: NPB- 290, NPB-295, N-390, N-395, N-595, N-3000, N-6000, NPB-290, NPB- 295, N-390, N-395, N-3000, N-6000 (No Oximax)	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-025



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Nellcor</b>	N-595, N-600, N-550, N-600X, Covidien Bedside (Tecnología Oximax)	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-026

## 4.1.20 Nihon Kohden



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Nihon Kohden</b>	AL-800PA Module, BSM-1101 Life Scope EC, BSM-2101/2 Life Scope L, BSM-3101 Life Scope LC, BSM-7100/7200 Life Scope 8, BSM-8200/1 Life Scope 12, BSM-8301/2 Life Scope 9, SM-8800 Life Scope 14, OLV-1100A, NT3B	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-027





#### 4.1.21 Novametrix

Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Novametrix</b>	505, 510, 511, 515, 515A, 515B, 515C, 520, 520A, 2001, 7000, 7100, Oxypleth	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-028

#### 4.1.22 Spacelabs



Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Spacelabs</b>	Elance Series	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-001






Compatible	Extensión SpO2 (Largo del cable 2mts.)	
<b>Spacelabs</b>	SPACELABS: 1050, 1600, 1700, 90367, 90369, 90469, 90496, Ultraview, 91220, 91369, mCare 300, QUBE, Xprezzon	
Conector al Equipo	Conector al Sensor	Articulo
		CT-SPOE-029

## V IBP - Cables Intermediarios





### 5.1 Compatibilidades por Marca

**5.1.1 CardioTecnica**






Compatible		Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>CardioTecnica</b>		MA512	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo	
 <p>Capuchón Color Amarillo</p>		CT-CIBP-011 Conector Transductor BD/Ohmeda.	
		CT-CIBP-012 Conector Transductor Edwards/Baxter	
		CT-CIBP-013 Conector Transductor Medex/Appott	
		CT-CIBP-014 Conector Transductor UTAH	

Compatible		Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>CardioTecnica</b>		MA512	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo	
 <p>Capuchón Color Verde</p>		CT-CIBP-021 Conector Transductor BD/Ohmeda.	
		CT-CIBP-022 Conector Transductor Edwards/Baxter	
		CT-CIBP-023 Conector Transductor Medex/Appott	
		CT-CIBP-024 Conector Transductor UTAH	






### 5.1.2 Sin conector

Compatible	Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>Sin conector</b>		
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-PART-003 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-PART-004 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-PART-005 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-PART-006 Conector Transductor UTAH

5.1.3 BCI

Compatible	Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>BCI</b>	Bard H8000 Intra Aortic Balloon Pump (No Cal); BCI 9100 Series y 9200 Advisor Series. Critikon; Digicare; Dixtal DX-2020, DX-2021, and DX-2023; Genera 710C; Hewlett Packard 5microvolt, (Opcion 002) 8805, 78205; Invivo Corporation/Medical Data Electronics (NDE), Inc. TVS Omnitrak, Omnitrak 4000, Millenia, Modelo 3550 Escort M12, Escort 100 - 200 - y 300 Series, MDE, Series 3100 - 3500; Ivy Biomedical 700, 400 Series; Medical Research Laboratories - Welch Allyn Portable Invasive Care (PIC); Mindray / Datascope Passport; Mennen; Nellcor Escort; Omni-Trak 4000; PaceTech VitalMax 4000 Modular; Physio-Control Lifepak 12; Smiths Medical; Spacelabs 300, 400, 500, 600, Alpha 7, Alpha PC, 90308, 90311, 90331, 90402, 90403, 90470, 90496*, 90603A, 91496*, PC Express, 700 Surgical Series, MOD-CD, Tel/Vitatek, Scout TPC *90496 y 91496 require Spacelabs 700-0028-00 rectangular jumper cable; Tecktronix 400 Series; Vitalert 2000; Viatek; Welch Allyn Propaq 102, 104, 106 Acuity, 106EL, Encore; Defibriladores Zoll	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-CIBP-031 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-CIBP-032 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-CIBP-033 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-CIBP-034 Conector Transductor UTAH






### 5.1.4 Datex / Ohmeda

Compatible	Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>Datex / Ohmeda</b>	Datex / Ohmeda	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-CIBP-031 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-CIBP-032 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-CIBP-033 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-CIBP-034 Conector Transductor UTAH


### 5.1.5 Dixtal

Compatible	Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>Dixtal</b>	DX-2020, DX-2021, DX-2023	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-CIBP-031 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-CIBP-032 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-CIBP-033 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-CIBP-034 Conector Transductor UTAH

### 5.1.6 Dräger

Compatible	Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>Dräger</b>	Vista 120, Vista120S	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-CIBP-031 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-CIBP-032 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-CIBP-033 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-CIBP-034 Conector Transductor UTAH

### 5.1.7 Edan




Compatible	Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>Edan</b>	6 Pines IM8, IM80, M8A, M8B	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-CIBP-031 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-CIBP-032 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-CIBP-033 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-CIBP-034 Conector Transductor UTAH






Compatible	Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>Edan</b>	IV12, IV15, Elite V6, Elite V5, Elite V8, IM20	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-CIBP-051 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-CIBP-052 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-CIBP-053 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-CIBP-054 Conector Transductor UTAH

### 5.1.8 Feas

Compatible	Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>Feas</b>	MULTIPAR, PM9000	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-CIBP-061 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-CIBP-062 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-CIBP-063 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-CIBP-064 Conector Transductor UTAH






**5.1.9 Goldway**

Compatible	Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>Goldway</b>	UT4000 FPRO, G30, G40	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-CIBP-031 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-CIBP-032 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-CIBP-033 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-CIBP-034 Conector Transductor UTAH






Compatible	Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>Goldway</b>	G60, G30E, G40E, G60E, G60, G70, G80	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-CIBP-041 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-CIBP-042 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-CIBP-043 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-CIBP-044 Conector Transductor UTAH







### 5.1.10 HP

Compatible	Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>HP</b>	Viridia 24	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-CIBP-041 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-CIBP-042 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-CIBP-043 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-CIBP-044 Conector Transductor UTAH

### 5.1.11 Mindray






Compatible	Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>Mindray</b>	Cable IBP de 12 pin a Abbott Medex (6P6C). Compatible con modelos Mindray PM6000, PM6800, BeneView T5, T8, T1, iMEC12, iMEC10, iMEC8, iPM8, iPM10, iPM12, iPM9800, BeneHeart D6, Benevision N12, Benevision N15, Benevision N17, Series Umec, EPM-10M, EPM-12M, SERIE EPM	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-CIBP-051 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-CIBP-052 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-CIBP-053 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-CIBP-054 Conector Transductor UTAH

Compatible	Cable Intermediario para Transductor IBP (Largo del cable X,Xmts.)	
<b>Mindray</b>	Cable IBP de 6 pin a Abbott Medex (6P6C). Compatible con modelos Mindray PM7000, 8000, 9000, 6201, PM-2000	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-CIBP-031 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-CIBP-032 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-CIBP-033 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-CIBP-034 Conector Transductor UTAH


### 5.1.12 Phillips

Compatible	Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>Phillips</b>	78341A, 78342A, 78352A, M1165A, 78354C, 78205A-D, Merlin, Viridia 24, CMS 24, V26, M2, M3, M4, M1006A/B, M1026A, M1166A, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A, 3536A, todos los monitores HP Modelo # XX, MXXXXA Module M1006A - BPM, M1006B, Merlin 1300, Omnicare M1006A to M1176A, MP40, MP50, MP20	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-CIBP-041 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-CIBP-042 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-CIBP-043 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-CIBP-044 Conector Transductor UTAH

### 5.1.13 Spacelabs

Compatible	Cable Intermediario Transductor IBP (Largo 3,3mts.)	
<b>Spacelabs</b>	300, 400, 500, 600, Alpha 7, Alpha PC, 90308, 90311, 90331, 90402, 90403, 90470, 90496*, 90603A, 91496*, PC Express, 700 Surgical Series, MOD-CD, Tel/Vititek, Scout TPC *90496 y 91496 require Spacelabs 700-0028-00 rectangular jumper cable; Tecktronix 400 Series; Vitalert 2000; Viatek, Elance, 93300	
Conector Equipo	Conector Transductor	Articulo
		CT-CIBP-031 Conector Transductor BD/Ohmeda.
		CT-CIBP-032 Conector Transductor Edwards/Baxter
		CT-CIBP-033 Conector Transductor Medex/Appott
		CT-CIBP-034 Conector Transductor UTAH







## VI CO2 - Accesorios Varios

Accesorios - CO2		
	Descripción	Articulo
	CO2 Trampa de H2O – CardioTecnica - Compatible Philips	CT-CO2-006

## VII NIBP - Accesorios Varios


### 7.1 Brazaletes NIBP

Accesorios - Brazaletes NIBP		
	Descripción	Articulo


	<p>NIBP Brazaletes 1 Via – Neo N° 1 (3.3 a 5.6 cm)</p>	<p>CT-NIBP-001</p>
	<p>NIBP Brazaletes 1 Via – Neo N° 3 (5 a 10.5 cm)</p>	<p>CT-NIBP-002</p>
	<p>NIBP Brazaletes 1 Via – Neo N° 5 (8.9 a 15 cm)</p>	<p>CT-NIBP-003</p>
	<p>NIBP Brazaletes 1 Via – Pediatrico N° 9 (15.8 a 21.3 cm)</p>	<p>CT-NIBP-004</p>
	<p>NIBP Brazaletes 1 Via – Adulto N° 11 (25.3 a 34.3 cm)</p>	<p>CT-NIBP-005</p>
	<p>NIBP Brazaletes 1 Via – Adulto N° 12 (32.1 a 43.4 cm)</p>	<p>CT-NIBP-006</p>

## 7.2 Extensiones NIBP


### 7.2.1 CardioTecnica

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>CardioTecnica</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Vía – Compatible CardioTecnica  Toda la Linea	CT-NIBP-007


### 7.2.2 BCI - Medix

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>BCI - Medix</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Vía Compatible con:  Advisor	CT-NIBP-007


### 7.2.3 ChoiceMed

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>ChoiceMed</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Vía Compatible con:  Todos los modelos	CT-NIBP-007


### 7.2.4 Comen

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Comen</b>	Descripción	Articulo
	Línea Cxx	CT-NIBP-008


### 7.2.5 Contec

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Contec</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Vía Compatible con:  Todos los modelos	CT-NIBP-007


### 7.2.6 Criticare

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Criticare</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Vía Compatible con:  Ngenuity	CT-NIBP-007


### 7.2.7 Dong Jiang

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Criticare</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Vía Compatible con:  PM200A	CT-NIBP-007


### 7.2.8 Dixtal


Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Dixtal</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Via Compatible con:  Todos los modelos	CT-NIBP-007

### 7.2.9 Dräger

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Dräger</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Via Compatible con:  Vista 120 / Vista 120S	CT-NIBP-007

### 7.2.10 Edan / Leex


Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Edan / Leex</b>	Descripción	Articulo
	IM70, IM80, IM20, 28, M9, M50, M80, IM8A, IM8B, M8AM M8B	CT-NIBP-007

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Edan / Leex</b>	Descripción	Articulo
	Elite V8, Elite V6, Elite V5, IV12, IV15, IM20	CT-NIBP-008


## 7.2.11 Feas


Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Feas</b>	Descripción	Articulo
<b>SIN CONECTOR</b>	Extensión Feas - Multipar	CT-NIBP-009

## 7.2.12 General Meditech

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>General Meditech</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Vía – Compatible General Meditech  G3E, G3F, G3L	CT-NIBP-007


## 7.2.13 Goldway

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Goldway</b>	Descripción	Articulo
	G30E , G40E, G60E, G60, G70, G80	CT-NIBP-008


Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Goldway</b>	Descripción	Articulo
	G30, G40, Tecnologia Nellcor No oximax, T4000A, UT4000C, UT4000E, UT4000F, UT4000APro, UT4000FPro, UT6000A; UT4000A, UT4000B, UT4000F, UT4000ACS	CT-NIBP-007




### 7.2.14 Guoteng

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Guoteng</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Via Compatible con:  Todos los modelos	CT-NIBP-007


### 7.2.15 Hewlett Packard/Philips Medical

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Hewlett Packard/Philips Medical</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Via – Compatible Hewlett Packard/Philips Medical: Toda la linea, VM8, Viridia Todos, Agilent V24 Goldway: G60, G30E, MP20, MP30, MP40, MP70	CT-NIBP-008


### 7.2.16 HWATIME

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>HWATIME</b>	Descripción	Articulo
	H8	CT-NIBP-007


**7.2.17 Mek**


Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Mek</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Vía – Compatible Mek  Mek Pamo Plus, Mek NTP Plus	CT-NIBP-007

**7.2.18 Micromedical**


Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Micromedical</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Vía Compatible con:  Todos los modelos	CT-NIBP-007

**7.2.19 Mindray**


Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Mindray</b>	Descripción	Articulo
	PM 600, PM 6000 (New), PM 7000, 6201, PM 8000, PM 9000, PM 9000 Express, MEC 100, MEC 200, MEC 1000, MEC 1200, MEC 2000, 809B, VS 800; Kontron: 7138, 7840, 7845; Medec: MEDEC-1000, M-1000, M-1100; Creative: PC9000, UP6000	CT-NIBP-007

Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Mindray</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Vía – Compatible Mindray: T5, T6, T8, UMEC10, UMEC12, Benevision N12, Benevision N15, Benevision N17, IMEC8, IMEC10, IMEC12, VS800, EPM-10M, EPM-12M, SERIE EPM	CT-NIBP-008

### 7.2.20 Spacelabs





Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Spacelabs</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Vía – Compatible Spacelabs  Elance / Xpprezon	CT-NIBP-007

### 7.2.21 Utech (PM5000)



Compatible	Extensión NIBP (Largo 2mts.)	
<b>Utech</b>	Descripción	Articulo
	NIBP Extensión 1 Vía Compatible con:  PM5000	CT-NIBP-007

## VIII Accesorios para Equipamiento

## 8.1 Accesorios para Monitores

Accesorios para Monitores		
	Descripción	Artículo
	Cable Alimentación de Red	CT-VAR-001
	Cable para descarga a Tierra Banana/Cocodrilo	CT-VAR-002
-	Soporte Articulado para Pared Monitor CardioTecnica MA512 Con posibilidad de retirar el Monitor solamente	CT-MON-001
	Soporte Rodante Monitor CardioTecnica MA512	CT-MON-003
	Cable Alimentación 12VDC Línea MA5XX	CT-MON-005

## 8.2 Pinzas Portaelectrodos

Accesorios para Electrocardiógrafos		
	Descripción	Artículo
	Pinzas Portaelectrodos Adulto	CT-ECG-001
	Pinzas Portaelectrodos Pediátrico/Neonatal	CT-ECG-002

## 8.3 Electrodo Precordiales

Accesorios para Electrocardiógrafos		
	Descripción	Artículo
	Electrodo Precordial Adulto	CT-ECG-003
	Electrodo Precordial Pediátrico/Neonatal	CT-ECG-004

## 8.4 Ejes Portapapel

Accesorios para Electrocardiógrafos		
	Descripción	Artículo
	Eje Portapapel RG4XX/RG5XX – 50mm	CT-ECG-005
	Eje Portapapel RG503/RG506 – 80mm	CT-ECG-006
	Eje Portapapel RG503/RG506 con Adaptador 50mm	CT-ECG-007
	Eje Portapapel RG603 - 50mm	CT-ECG-009
	Eje Portapapel RG606 - 80mm	CT-ECG-015



## 8.5 Bolsos de Transporte

Accesorios para Electrocardiógrafos		
	Descripción	Artículo
	Bolso Portaequipo RG4XX/RG5XX	CT-ECG-008
	Bolso Portaequipo RG2XX/RG3XX	CT-ECG-009

## 8.6 Cable Conexión USB

Accesorios para Electrocardiógrafos		
	Descripción	Artículo
	Cable Conexión USB – Línea RG5XX	CT-ECG-010
	Cable Conexión RS232 - Línea RG6XX	CT-CECG-014

## 8.7 Papel para Electrocardiógrafos

Accesorios para Electrocardiógrafos		
	Descripción	Artículo
	Papel para Electrocardiógrafo 50mmX30mts	CT-ECG-011
	Papel para Electrocardiógrafo 80mmX30mts	CT-ECG-012



## 8.8 Varios

<b>Accesorios para Electrocardiógrafos</b>		
	Descripción	Articulo
	Cable Alimentación de Red	CT-VAR-001
	Cable para descarga a Tierra – Banana/Cocodrilo	CT-VAR-001
	Carro Porta Electrocardiografo	CT-VAR-001

**IX Accesorios para Desfibrilador Externo Automatico (DEA)**

Accesorios para DEA		
	Descripción	Articulo
	Electrodos / Pads para DEA Mediana A15 Adulto / Pediatrico	VE-DEAA-002
	Bateria para DEA Mediana A15	VE-DEAA-003
	Electrodos / Pads para DEA Mediana A15 Adulto / Pediatrico	VE-DEAA-008
	Bateria para DEA Mediana A16	VE-DEAA-013

Av. Reservistas Argentinos 443  
C.A.B.A - Buenos Aires - Argentina  
(5411) 4643 -9436 / (5411) 4643-9482  
+54 9 11 5035 3896  
info@cardiotecnica.com.ar  
www.cardiotecnica.com

